

機械器具 6 5 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具 (38782000) (歯科用注入器具 (70718000))

ジーシー エンド用チップ

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止
感染を防止するため、再使用はしないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ジーシー昭和薬品
製造元：株式会社ジーシー

【形状・構造及び原理等】

〔形状・構造〕

- ・形状：先端の外径 0.5 mm
- ・構造：注入器（シリンジ）との接合部は、ルアーロック式
- ・主な原材料：ポリプロピレン



発売元：株式会社ジーシー
住所：〒113-0033
東京都文京区本郷3丁目2番14号
電話番号：（お客様窓口）0120-416480

〔原理〕

- ・ルアーロック式のシリンジに装着後、シリンジより押し出された歯科用充填材料または修復材を口腔内患部へ直接注入する。

【使用目的又は効果】

口腔内（根管内等）への歯科用充填材料または修復材の注入に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品は、ルアーロック式のシリンジ先端にねじ込んで装着する。
- 2) 口腔外（パッド等の上）で軽い力でシリンジのプランジャを押して、本品の先端から緩やかに材料が出ることを確認する。
- 3) 使用する材料の使用 방법에従い、材料を注入する。
- 4) 使用後は、シリンジから外し、適切な方法で廃棄すること。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 本品と適合しないシリンジには装着しないこと。本品は併用する医療機器の添付文書等を確認して、使用すること。

《併用する医療機器》

販売名：ジーシー カルフィー・ペースト

医療機器承認番号：21500BZZ00134000

一般的名称：水酸化カルシウム系歯科根管充填材料

- 2) 本品はシリンジとの接合部に緩みがないようにロックすること。ロックされていないと、注入時に外れる場合がある。
- 3) シリンジのプランジャを押して材料が出にくい場合は、本品を交換し、材料が出ることを確認の上、使用すること。

【使用上の注意】

- 1) 本品にひびなどの損傷がみられたときは使用しないこと。
- 2) 本品は、歯科治療有資格者以外は使用しないこと。
- 3) 【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】*

〔保管方法〕

- ・室温保存
- ・直射日光を避けて保管すること。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

10 本