

**2021年2月(第5版)

*2019年9月(第4版)

機械器具(05) 歯科用接着充填材料
一般医療機器 歯科根管切削補助材 JMDN 70928001

再使用禁止: 注射器チップ、注射器

CanalPro 根管洗浄キット

【禁忌・禁止】

1. 本品を根管内外又は軟組織に対して使用しないこと。
2. 注射器チップ及び注射器は再使用禁止。
3. 本品に含まれる成分に対して、発疹・皮膚炎等の過敏症のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

CanalPro EDTA 17% (EDTA溶液)

容器
CanalPro EDTA 17% 480ml
CanalPro EDTA 17% 120ml



注射器

CanalPro Color Syringe Red 10ml
CanalPro Color Syringe Yellow 10ml
CanalPro Color Syringe White 10ml
CanalPro Color Syringe Red 5ml
CanalPro Color Syringe Yellow 5ml
CanalPro Color Syringe White 5ml



**注射器チップ

CanalPro Slotted-End Tips



CanalPro Side-End Tips



ご購入の際はそれぞれの製品の組み合わせが可能です。

【使用目的又は効果】

歯内治療において石灰化した根管壁等を軟化し洗浄するために用いる材料です。

【使用方法等】

CanalPro EDTA 17%ボトルから選択した注射器と注射器チップによりEDTA溶液を適量充填してください。

操作方法

1. 使用するチップの針の先端が、根管壁に接触しておらず、根尖から2mm以上アンダー位置にあることを確認してください。EDTA溶液をゆっくりと押し出し、チップで溶液をかき混ぜ、次亜塩素酸ナトリウムで交互洗浄を行ってください。
2. EDTA溶液、精製水または生理食塩水で最終洗浄を行ってください。
3. 根管をバキュームで吸引し、ペーパーポイントで完全に乾燥させてください。
4. 通法に従い根管充填を行ってください。

使用方法に関連する使用上の注意

1. チップは、外れないようにしっかりと取り付けてください。
2. EDTA溶液を充当した後は、口腔内に注入する前に必ずミキシンググバット等に出して流出性を確認し、操作に慣れてください。
3. 口腔内に注入する際には、手のひら等でプランジャーを押してください。
4. 口腔内に注入する際には、決してプランジャーに力を入れて無理に押し出したりしないでください。抵抗を感じたら、使用せずにチップを変え、患者に使用する前に必ず流出性を確認してください。
5. EDTA溶液を注入する際は、チップの針の先端が根管壁に接触しておらず、根尖から2mm以上アンダー位置にあることを確認してください。
6. EDTA溶液の注入はゆっくりと行ってください。
7. EDTA溶液で最終洗浄を行う際は、最適な結果を得るために1分以内が望ましいと想定されます。
8. 注射器チップ、注射器(プランジャーを含む)は単回使用のため、使用が終わったら廃棄してください。

【使用上の注意】

1. 使用注意
 - 本品は、歯科医療有資格者のみ使用してください。
 - 治療の際には必ずラバーダムを使用し、本品を飲み込まないように注意してください。
 - 本品が目や粘膜に長時間接触しないよう注意してください。
 - 根尖部より奥にチップを突き刺したり、根尖部の外に本品を押し出したりしないでください。
 - 溶液が飛び出る恐れがあるので、プランジャーがきつい時は無理に押さないでください。
 - 注射器チップと詰め替え用注射器(プランジャーを含む)は単回使用のため、使用が終わったら廃棄してください。
2. 不具合・有害事象
 - 本品の使用によって起こる不具合・有害事象は以下のとおり。
 - 重大な不具合
 - ・ 破損、折損
 - ・ 動作不良
 - 重大な有害事象
 - 以下のような有害事象が現れた場合は、適宜、必要な処置を行ってください。
 - ・ 本品に含まれる成分に対しての発疹 皮膚炎等

【保管方法及び有効期間等】

常温、暗所で保管。一度開封したCanalPro EDTA 17%は、しっかりとキャップを閉めた状態で保管してください。

本品は、CanalPro EDTA 17%に記載の使用期限までに使用してください。(記載の使用期限は製造業者データによります。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

AJMD 株式会社
電話番号: 03-5614-0733

外国製造業者

Colte(®)ne/Whaledent Inc.,
コルテン/ウエルデント インク
(アメリカ合衆国)

販売業者

東京歯科産業株式会社
電話番号: 03-3831-0176

取扱説明書を必ずご参照ください。