

再使用禁止

ウェジェット ラテックス・ラテックスフリー

【禁忌・禁止】

- ・ この製品は天然ゴムを使用している。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
- ・ ディスポーザブル製品であるので再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構成



名称	色調	*直径(mm)	長さ(m)
ラテックス	ブルー	1.0	2.1
	イエロー	1.5	2.1
	オレンジ	1.8	2.1
ラテックスフリー	グリーン	1.5	2.1
	ブルー	1.8	2.1

(平均寸法)

主材料:天然ゴム

【使用目的又は効果】

本品は、露出させた歯の歯頸部にラバーダムを押さえつけるために用いる。簡易防湿材の保持のために用いることもある。

【使用方法等】

使用方法

1. 一歯隔離の場合

- ① ラバーダムシートにラバーダムパンチで孔を開ける。
- ② 孔に歯牙を通し、ラバーダムフレームをセットする。
- ③ 本品を近心側の歯間に挿入し唇側に巻き付けて遠心側の歯間に通す。
- ④ 本品を近遠心側に固定する。

2. 片顎隔離の場合

- ① ラバーダムシートにラバーダムパンチで孔を開ける。
- ② 孔に固定歯を通す。
- ③ 本品を引き伸ばし固定歯の遠心側に挿入してから残りの歯牙を通す。
- ④ 補足的に本品を歯列の反対側に設置してラバーダムを固定する。

【使用上の注意】

- 1) 本材に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症の既往のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材に対してかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみなどの過敏症状があらわれた患者には、直ちに使用を中止し、専門医の診断を受けさせること。
- 3) ラバーダムを装着した時以外は使用してはならない。
- 4) 必ずディスポーザブルとすること。
- 5) 本材は歯科用以外の用途には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

保管条件： 常温常湿

使用期限： 外箱に使用期限を記載している。使用期限を過ぎたものは使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

AJMD 株式会社

電話番号: 03-5614-0733

外国製造業者

Coltene/Whaledent Inc.,
コルテン/ウェルデント インク
(アメリカ合衆国)