

インポスト

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び構造
本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計に用いる器具であり、下記のモデルがある。

- ① inPost for MedentiBASE Standard
- ② inPost for MedentiBASE N4010
- ③ inPost for 2-COConnect KS60
- ④ inPost for 2-COConnect KS61



（モデルによって多少外観が異なる）

2. 原理
本品が適合するインプラントアナログがセットされた技工用模型に、本品に適合するチタンベースを装着し、その上に本品を装着してスキャンすることにより、周囲の 3 次元位置情報を取得し、CAD 装置による歯科インプラント用の補綴物の位置決め及び設計に用いる。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科インプラント用の補綴物の設計に用いる器具である。

【使用方法等】

本品と組み合わせて使用する機器（一般的名称：歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット）

	販売名	届出番号
①	inEOS X5 スキャナー	13B1X10236S10007

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

- ① 本品には、直接手を触れないでください。パウダーフリーのラテックスグローブ等を着用して本品を使用して下さい。
- ② 再使用できる回数は、最大 100 回までです。（汚染されないよう慎重に扱った場合）
- ③ 本品が汚染された場合は、スチームクリーナーできれいにして下さい。
- ④ 本品とチタンベースの接続面に汚れや損傷がないことを確認して下さい。

使用方法：

- ① 本品が適合するインプラントアナログがセットされた技工用模型に、本品に適合するチタンベースを装着する。
- ② 本品が、ゆるまないようにチタンベースの上に装着する。本品が、隙間なくチタンベースのショルダー部に装着されていることを確認する。
- ③ 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット（販売名 inEOS X5 スキャナー 届出番号 13B1X10236S10007）を用いて光学印象採得を行う。
- ④ 光学印象採得終了後、本品を取り外す。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

- ① 本品は、口腔外のみで使用する。口腔内では、絶対に使用しないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：
デンツブライシロナ株式会社
電話番号：03-5114-1032

製造業者：
シロナデンタルシステムズ株式会社
Sirona Dental Systems GmbH
（ドイツ連邦共和国）