

機械器具 49 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器

一般医療機器 歯科用ファイル 31878021

タルサプロファイル シリーズ 29 ハンドファイル

【形状・構造及び原理等】

種類: 下記のとおり

種 類		カラーコード
#00	.06/.02	オレンジ
#0	.077/.02	グレー
#1	.10/.02	パープル
#2	.129/.02	黄褐色
#3	.167/.02	オレンジ
#4	.216/.02	ピンク
#5	.279/.02	ブルー
#6	.360/.02	ライトグリーン
#7	.465/.02	ブラウン
#8	.600/.02	黄褐色
#9	.775/.02	オレンジ
#10	1.000/.02	ピンク
#11	1.293/.02	ブルー

長さ(mm): 21,25,30

材質: 下記のとおり

刃 部	柄 部
ステンレス鋼	耐熱プラスチック

(9)強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕させる恐れがあるので、使用を避けること。
また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

本品は、清潔な場所に保管すること。
本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 アメリカ
*製造業者 タルサ デンタル プロダクツ
Tulsa Dental Products, LLC

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス
電話番号 0120-789-123

【使用目的又は効果】

上下、回転運動により、刃部で根管象牙質を除去して、根管を拡大形成する歯科用ハンドファイルである。

【使用方法等】

- ファイリングは通法により行ってください。
- 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。
 - 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
 - 洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に除去し、消毒液に浸漬します。
 - 消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
 - オートクレーブなどで滅菌してください。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 使用前、使用中に本品の損傷有無を確認すること。
- 連続した回転ファイリングは、破折の原因になるので 1/4～1/2 以内、曲がった根管の場合は 1/16～1/8 以内の小刻み運動で行うこと。
- 術中、ファイル交換毎に根管洗浄を行うこと。

【使用上の注意】

(重要な基本的注意)

- 損傷、変形(錆、表面キズ、曲がり、汚染)などのあるものは使用しないこと。
- 折れたり、曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧で使用しないこと。
- 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
- 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
- 目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- 本品は未滅菌のため、使用前に必ず滅菌を行うこと。
- 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。