

機械器具 49 医療用穿刺器、穿刺器及び穿孔器

一般医療機器 歯科用ファイル 31878021

READYSTEEL メルファークファイル

【禁忌・禁止】

ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

種類：84種類

種類（φISO）			カラーコード
006			ピンク
008			グレー
010			パープル
015	045	090	ホワイト
020	050	100	イエロー
025	055	110	レッド
030	060	120	ブルー
035	070	130	グリーン
040	080	140	ブラック

長さ(mm)：21, 25, 28, 31

材質：下記のとおり。

部位	材質
刃 部	ステンレス鋼
柄 部	ナイロン樹脂
ストッパー	シリコーン

【使用目的又は効果】

上下方向の往復運動又は引き上げ動作による切削・研磨で根管を拡大し、根管壁を平滑にするために用いる歯科手用器具である。

【使用方法等】

- ファイリングはKファイルの通法により行ってください。
- 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。
 - 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
 - 洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に除去し、消毒液に浸漬します。
 - 消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
 - オートクレーブなどで滅菌してください。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- 使用前、使用中に本品の損傷有無を確認すること。
- 連続した回転ファイリングは、破折の原因になるので1/4～1/2回転以内、曲がった根管の場合は1/16～1/8回転以内で小刻み運動で行ってください。
- 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
- 本品を使用する際は、グローブ、保護メガネ、マスク等の保護具を着用すること。
- 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
- 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
- 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
- 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕させる恐れがあるので、使用を避けること。また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- 本品は、清潔な場所に保管すること。
- 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

滅菌の保証期間(年月)は包装に記載。

(記載の滅菌保証期間は自己認証(当社データ)による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 デンツプライシロナ株式会社
製造国 スイス
製造業者 メルファーク インストルメント社
Maillefer Instruments Holding Sàrl

[問い合わせ窓口]

カスタマーサービス

電話番号 0120-789-123