

機械器具 58 整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント補綴用器具（70722000）
Dalbo ボールアタッチメントプラス 補綴用器具

【形状・構造及び原理等】

1. 品名

ダルボプラス スクリュードライバー／アクチベーター

2. 材質

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

埋植後の歯科用インプラントから口腔内へ露出したアバットメントに対し、オーバードデンチャーの把持力を修正するために用いる器具である。

【使用方法等】

時計回りに回転させることで、ダルボプラス ラメラ リテンションインサート E（認証番号：228AGBZX00116000）の把持力を高める。緩める際や取り外す際には、反時計回りに回転させる。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- ・使用の際は適切な保護衣等を着用すること。
- ・未発達な顎骨に使用する際は十分な診査・診断を行うこと。
- ・本品は未滅菌のため、口腔内に適用する前に必ず洗浄、消毒を行うこと。
- ・本品は、強い応力やひねりを加えると変形・破損することがあるので、取り扱いに十分注意すること。
- ・本品の洗浄の際は、ナイロン製ブラシ等を使用し、洗浄後は流水下ですすぐこと。

2. 相互作用

マニュアルに規定されているインスツルメント及びコンポーネントと共においてのみ使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
- ・本品は、乾燥した収納ボックスで保管すること。
- ・本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：

デンツプライシロナ株式会社

製造業者：

Cendres+Métaux SA

（スイス）