

機械器具 55 医療用洗浄器
一般医療機器 歯科用口腔洗浄器 (12304020)
イリゲーションチューブ インプラント 1000

再使用禁止**【禁忌・禁止】**

- ・本品は再使用しないこと。
- ・本品は再滅菌しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 種類

1) イリゲーションチューブ



チューブ長さ：2.2m

材質：ABS 樹脂、ポリ塩化ビニル、シリコーン等

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

- 1) 本品は、汚染又は腐食したインスツルメントと一緒に保管しないこと。
- 2) 本品は、熱源の近くに保管しないこと。
- 3) 本品は、乾燥した場所に保管すること。
- 4) 本品は、歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

2. 有効期間

包装に記載された期限までに使用すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〔製造販売業者〕

デンツプライシロナ株式会社

〔製造業者〕

ASSAmed GmbH（ドイツ）

【使用目的又は効果】

本品は、創面清掃の目的で処置する部位（窩洞やう窩）を洗浄し、歯及び残留充填材等の破片又は壊死性物質及び感染性物質を除去するために歯科治療で使用する注水器具であり、能動型医療機器に接続して使用される。

【使用方法等】

使用前に、包装に損傷がなく、製品が無菌であることを確認した後、滅菌包装から本品を取り出すこと。

1. 歯科用電気回転駆動装置のローラーポンプに本品のポンプチューブ固定部を取り付ける。
2. 注水バックに本品の点滴部を装着する。
3. 本品の接続部をハンドピースに取り付ける。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- 1) 包装が開封、破損している場合には使用しないこと。
- 2) 使用前に有効期限を確認すること。
- 3) 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- 4) 使用後は感染防止に注意し適切に廃棄すること。

2. 相互作用

取扱説明書に規定されている歯科用電気回転駆動装置およびハンドピースのみと併用すること。

取扱説明書を必ずご参照下さい。