

医 4 整形用品 32572000 綿状パッド 一般医療機器

ハクジュウジノイロシート滅菌済

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止・再滅菌禁止 / 体内に留置しない
体内に長時間埋めこんで使用しないこと / 裁断加工禁止
血管の全周性の使用及びシアノアクリレート系外科用接着剤によるコーティングを避けること（左記接着剤との併用禁止）

【組成・性状・構造等】

**脱脂綿（100%）を圧縮したものの術野で本品が確認できるように
木綿（100%）の黒糸がついているものもある

【使用目的、効能又は効果】

*神経組織の保護、液の吸収、又は止血のために手術中に用いるコ
ットンまたは合成繊維等のパッドをいう

【操作方法又は使用方法】

本品を無菌的に滅菌袋より取り出し、そのまま直ちに 1 回限り使
用する

【使用上の注意】

糸を強く引っ張るとシート部分から脱落する恐れがあるので、糸
で本品を切開創から引っ張り出さないこと

包装が開封、破損及び汚損している場合は使用しないこと

再滅菌はしないこと

**一度開封したものは、滅菌状態が保てないため、開封後は全量
を消費すること

<相互作用>

血管の全周性の使用及びシアノアクリレート系外科用接着剤によ
るコーティングを避けること

1) 脳動脈瘤の親動脈、あるいは紡錘状動脈瘤の血管補強を目的
として全周性に囲む手技は、遅発性の求心性狭窄、あるいは閉
塞を生じる危険性がある¹⁾

2) 脳動脈瘤頸部などの補強のために行なった、滅菌済脳外科用
パッドなど不織布によるラッピングとシアノアクリレート系外
科用接着剤によるコーティングに伴い、閉塞性血管病変を認め
た未破裂動脈瘤症例が報告されている発生要因として、接着剤
の含有成分であるシアノアクリレートによる血管毒性と滅菌済
脳外科用パッドなど不織布による高度の繊維化が推定されてい
る²⁾

3) 脳動脈瘤頸部の補強のために行なった、滅菌済脳外科用パッド

など不織布によるラッピングとシアノアクリレート系外科用接着
剤によるコーティングに伴い、脳動脈閉塞が認められ、また、肉
芽腫形成、炎症性肉芽反応が疑われたとの報告がある³⁾

【貯蔵方法及び有効期限等】

水濡れに注意し、直射日光及び火気を避け、湿気の少ない清潔な
場所に保管すること

*小児の手の届かないところに保管すること

使用期限：滅菌袋及び外箱に記載[自己認証（自社データ）による]

【包装】

内容量および単位：パッケージに記載

*【主要文献及び文献請求先】

1) 栗田裕樹他：親血管の全周性 wrapping により、その遅発性狭
窄を生じた中大脳動脈瘤の 2 例

The Mt. Fuji Workshop on CVD. 13, 119, 1995.Hiroki Kurita et al :
Delayed Parent Artery Narrowing Occurring Months after Aneurysm
Surgery. A Complication after Aneurysm Surgery - Technical Case
Report. Neurosurgery, 36 (6) : 1225 (1995))

2) 川村伸吾他：脳動脈瘤術後の Wrapping/Coating に伴う脳動脈
閉塞性病変、第 25 回日本脳卒中の外科研究会発表（1996.4）

3) 小笠原邦昭他：脳動脈瘤に対する Bemsheets wrapping 後の遅
発性親動脈狭窄、第 25 回日本脳卒中の外科研究会発表（1996.4）
文献請求先：白十字株式会社 TEL 0120 -01 -8910

*【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者 白十字株式会社

〒171 -8552 東京都豊島区高田 3 -23 -12

《問い合わせ（お客様相談室）》

TEL 0120 -01 -8910 （休日・夜間 TEL 03 -3987 -6111）

*製造業者 白十字株式会社