

2022年3月（第1版）

製造届出番号：13B2X10479302010

機械器具(22) 検眼用器具

一般医療機器 瞳孔計 JMDNコード：13236000

2色LEDペンライト 瞳孔計付 ME-081

【形状・構造及び原理等】

・形状・構造



・寸法/重量

全長	直径	重量
13cm	14mm	20g

・原理

本品は、一般手術又は診療に用いる強い光を発生させるペン型で、先端に白色・黄色のLEDライトがある。

本品は、瞳孔の幅又は径を測定するために用いる眼科用器具である。

本品の側面に瞳孔の大きさを示す円(瞳孔計)が表示される。

本品は、スライドスイッチにより、白色・黄色LEDランプ切り替えによるバリエーションがある。

【使用目的又は効果】

本品は、瞳孔の幅又は径を測定するために用いる眼科用器具をいう。

【使用方法等】

- 1)本品を使用する前に必要に応じて、洗浄・消毒等を行ない清潔にする。
- 2)本製品を瞳孔に近づけて瞳孔の大きさを対比的に観測して測定する。
- 3)スライドスイッチをクリップ側に引くとLEDライトの黄色が点灯する。
- 4)計測を終了しスライドスイッチを戻すとLEDライトが消灯する。



取扱説明書等を必ずご参照下さい。

【保管方法及び有効期間等】

・直射日光や高温多湿を避け、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

【使用上の注意】

1. 長期間使用しない状態で再度使用する場合は、充電してから使用してください。
2. 万一本品に傷・異物・劣化等を発見した場合は、使用しないでください。
3. 眼に近づけてライトを発光させないこと。また、目の測定の際、LEDライト色は黄色を使用してください。
4. 使用前に汚れ、破損等を点検してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町1-1-1

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)

[【楽天市場】ペンライト 瞳孔 充電式 コードレス LED ペンライト 懐中電灯 小型 軽量 ハンディライト LED ズームライト 防水 アウトドア 防災用 磁石付き テールキャップ 停電対策 白色 電球色 作業ライト トレッキング 外出 釣り 登山 送料無料 クリスマス : ilychee \(rakuten.co.jp\)](#)

[【楽天市場】es ソフト LED ペンライト \(瞳孔計付き ノック式\) LED ライト 医療用 看護 医師 医学生 介護 病院 ドクター ナース 瞳孔ゲージ メディカルライト アルミボディ led 一般医療機器 eastsidemed \(イマムラ\) ES-PL909D 【メール便 送料無料】: 健康 f a n 楽天市場店 \(rakuten.co.jp\)](#)

取扱方法

1. 手首を固定します。

①マジックベルトを2本とも軽く仮止めし、



②仮止めしている手首のバンドを回して止め、



2. 親指を固定します。

①仮止めしている親指のバンドを回して止め、
固定感を調整します。



②最後に金属プレートの位置を赤線の箇所に
しっかり合わせます。



