

機械器具76 医療用吸入器
一般医療機器 非加熱式ネブライザ 35457000

コンプレッサー式ネブライザ ME026

【警告】

使用方法

- ・医師が処方していない薬液は、使用しないでください。薬液の種類、用量、用法については必ず医師の指示に従ってください。[症状が悪化するおそれがある。]
- ・使用後は、薬液カップに残った薬液を捨て、薬液カップと吸入マスクを洗浄・消毒してください。洗浄・消毒後は、完全に乾燥させてから、清潔な場所で保管してください。[感染症を発症するおそれがある。]
- ・他の人が使用した薬液カップや吸入マスクを使用する場合には、必ず洗浄・消毒してから使用してください。[感染症を発症するおそれがある。]

【禁忌・禁止】

適用対象（患者）

- ・幼児やお子様だけで使用させないでください。[ケガや、症状が悪化するおそれがある。]
- ・本品の材質に対し過敏症のある患者に使用しないでください。
（患者に接触する構成品の材質）
吸入マスク：軟質ポリ塩化ビニル＜PVC＞

使用方法

- ・本品は医療機器です。喉や部屋の加湿器としては使用できません。
- ・医師から処方された薬液以外は使用できません。
- ・本体の乾燥目的で、電子レンジ、食器乾燥機、ヘアドライヤーを使用しないでください。[火災や故障の原因になります。]
- ・部品の乾燥目的で、電子レンジ、食器乾燥機、ヘアドライヤーを使用しないでください。[変形などにより、正常に噴霧せず、症状悪化の原因になります。]
- ・薬液カップ内に水または薬液が入っていない状態で、電源をオンにしないでください。[破損や故障の原因となる。]
- ・分解、修理、改造は絶対に行わないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 各部の名称



2. 構成

- ・本体 ・薬液カップ ・エアチューブ ・マスク（大人用（大）/ 小人用（小）） ・マウスピース ・ACアダプター（PSE認証品）
エアフィルター ・マスクベルト

3. 本体の寸法及び重量

- ・寸法：約 縦 157mm×横 98mm×高さ 96mm
- ・重量：約 250g （AC アダプターを除く）

4. 電氣的定格

- (1) 電源： AC100V-240V 、 50/60Hz
- (2) 電圧： DC 12V
- (3) 消費電力： AC100V / 0.6A、DC12V / 1A
（薬液の粘度等により変化する）

5. 原理

本品は、患者に吸入させるため、エアロゾル化した水

又は医薬品を供給するために用いる。
吸水管を通じて吸い上げられた薬液が、コンプレッサーにより発生した圧縮空気に触れて、細かい霧となって外部に噴出します。

6. 性能

- (1) 噴霧能力： 0.2mL/分 以上
- (2) 噴霧粒子径： MMAD <3. 5 μm ±25%
- (3) 薬液カップ容量： 最大 約 8mL

7. 使用環境

- ・温度： 10℃～40℃
- ・湿度： 30%～80%

原材料

- 体に接触する部分の組成
 - ・本体： ABS樹脂＜ABS＞
 - ・薬液カップ： ポリカーボネート＜PC＞
- ・吸入マスク： 軟質ポリ塩化ビニル＜PVC＞
- ・エアチューブ： 軟質ポリ塩化ビニル＜PVC＞

取扱説明書を必ずご参照ください。

【使用方法等】

1. 吸入前

- (1) 専用 AC アダプタを接続する。
- (2) 薬液カップに薬液を入れる。
- (3) 薬液カップにマウスピースあるいはマスクを取り付ける。
- (4) エアーチューブを本体に取り付ける。
- (5) エアーチューブを薬液カップに取り付ける。

2. 吸入

- (1) 薬液カップを持つ。
- (2) 電源ボタンを押し、電源を入れる。
薬液容量によって時間を設定する。
6ml～8ml の薬液噴霧時間は 30 分を設定してください。
3ml～6ml の薬液噴霧時間は 20 分を設定してください。
2ml～3ml 薬液噴霧時間は 10 分を設定してください。
注意：薬液容量によっては、霧化時間が早く終了する場合があります。
その場合、すぐに電源を切ることができます。
- (3) 吸入する。
- (4) 吸入が終わったら、電源ボタンを押して電源を切る。
- (5) 専用 AC アダプタを取り外す。

3. 使用後のお手入れ

- (1) 使用後は、薬液カップに残った薬液を捨て、薬液カップと吸入マスクを洗浄・消毒してください。
- (2) 洗浄・消毒後は、完全に乾燥させてから、清潔な場所で保管してください。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

- ・本品を保管したり、携帯したりするときには、本体とすべての部品を保管用袋に収納してください。
保管と輸送環境 直射日光、及び高温高湿度での保管を避け、清潔な場所で保管してください。
- ・温 度： -5℃～40℃
- ・湿 度： 15%～85%

耐用期間

本製品の耐用期間は以下のとおりです。

〔自己認証（製造業者データ）による〕

- ・本体： 1 年
- ・薬液カップ及び他の部品： 3 ヶ月（標準使用時:1 時間/日 90 時間）

薬液カップ及び他の部品は消耗品です。

使用頻度、使用する薬液、洗浄状態により交換時期は異なります。

【使用上の注意】

〈重要な基本的注意事項〉

- ・使用前に取扱説明書をよく読み、本品を正しく使用してください。
- ・本品は医療用吸入器です。使用前に医師の指示を受け、医師の指導に従い正しくお使いください。
- ・子供が吸入する場合は必ず大人が付き添い、目を離さないでください。
- ・本品を使用しても効果が現れない場合は、医師又は専門家に相談してください。

〈使用方法等における注意事項〉

- ・吸入は吸入マスクを使用し、吸入中は本体をしっかりと手で持って吸入してください。
- ・付属の吸入マスク以外は使用しないでください。
- ・使用前に、本体と各部品に破損や汚れがなく、清浄な状態であることを確認してください。破損や汚れがある場合には、使用しないでください。
- ・使用前、使用後には、薬液カップと吸入マスクを洗浄し、乾燥させてから使用してください。
- ・洗浄剤や消毒液を用いて洗浄・消毒を行った後には、十分に水洗いして、洗浄剤や消毒液を完全に洗い流してください。
- ・薬液カップに規定容量（最少2mL / 最大8mL）を超える薬液を入れないでください。薬液の量が、それ以下やそれ以上のときには、正常な噴霧ができない場合があります。
- ・薬液カップに薬液を入れたまま保管したり、携帯したりしないでください。

〈適用対象(患者)〉

- ・次の人は、使用前に医師に相談してください。
 - 呼吸器に疾患のある人。
 - 耳鼻いんこう（咽喉）に疾患のある人。
 - その他、医療機関で治療中の人。
- 〈相互作用（他の医薬品・医療機器等との併用に関すること）〉
- ・他の治療器と同時に使用しないでください。

〈その他の注意〉

- ・取り外した薬液のカップ蓋などは、子供の手の届かないところに保管してください。誤飲やケガのおそれがあります。
- ・本品を落したり、強い衝撃を与えたりしないでください。誤作動や故障の原因となります。
- ・浴室などの湿度の高いところでは、使用しないでください。
- ・本体は水洗いしないでください。（本体は防水構造ではありません。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

JUST MATCH株式会社

電話番号：03-5358-9209

＜製造業者＞

Shenzhen Fitconn Technology CO., LTD.（中国）

＜販売元（問合せ先）＞

JUST MATCH株式会社

電話番号：03-5358-9209

取扱説明書を必ずご参照ください。