

鼻腔を潤す成分配合
●ヒアルロン酸 ●アロエベラ

鼻腔内の乾燥対策に！
ジェルが鼻腔にとどまり
やさしく潤します



一般名称：手動式生体用洗浄器（一般医療機器）
商品名：サイナスジェルスプレー
製造販売届出番号：1383X10188000004
NeilMed Pharmaceuticals株式会社
(ニールメッドファーマシューティカルズ株式会社)
〒143-0001 東京都大田区東海4-7-11
電話：03-5755-9876
www.neilmed.com/japan

鼻の乾燥に

NeilMed®
鼻腔内の保湿に
**サイナスジェル
スプレー**

ジェルだから
液ダレしにくい



ヒアルロン酸
アロエベラ
配合

内容物：ボトル×1個 30 mL

ドライノーズなどに
(乾燥性鼻炎)

NeilMed®
SINUS RINSE

サイナスリンスで「鼻うがい」
した後に使用するとより効果的です。



上記製品は含まれていません

こんな時にお使いください：

サイナスジェルは
乾燥した鼻腔を潤し、
やわらげます。

- 乾燥した季節に
- 酸素吸引前に
- 服薬後に
- CPAP*使用前に

*(Continuous Positive Airway Pressure) machine
持続式陽圧呼吸療法

お医者さんが開発した
ドライノーズ対策ジェル

NeilMed®
鼻腔内の保湿に
**サイナスジェル
スプレー**

ジェルだから
液ダレしにくい

サイナスジェルスプレー

ジェル状の保湿成分がスプレーで噴射され、乾燥した鼻腔を潤します。ジェル状なので、保湿成分が鼻腔内で留まり、乾燥を改善します。乾燥しやすい冬季、飛行機内、服薬後などにもお使いください。

使用方法

サイナスジェルスプレーを各鼻孔より1回～2回ずつスプレーしてください。(使用の間隔は4時間～6時間あけてください) もし、鼻腔の乾燥した状態が継続する様であれば専門医にご相談ください。

内容成分

塩化ナトリウム、重炭酸ナトリウム、精製水、ヒアルロン酸ナトリウム、アロエベラ、アラントイン、グリセリン、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム

注意事項

幼児の手の届かない所に保管してください。
(対象年齢：6歳以上) 直射日光や高温の場所を避け、涼しい所で保管してください。他の方と使い回しをしないでください。使い終わった後はプラスチックとして廃棄してください。注意事項をしっかりと確認し、使用方法以外の方法で使わないでください。内容成分にアレルギーなどが無いことを確認して使用してください。開封後は早めに使い切ってください。使用前に必ず箱の表示を読み、理解した上で使用してください。(箱は保管し、いつでも読めるようにすること)