

器 5 8 整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント手術器具 JMDN 70965001

サイナスリフトインスツルメント

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

*【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、作業部、シャンク部（作業部とハンドル部をつなぐ部位）、及びハンドル部からなる。

*〔種類〕

本品には、以下の種類がある。

種類	品番
アーバン	IMPURBAN16, IMPURBAN26, IMPURBAN36 IMPURBA1S6, IMPURBA2S6
クレイマー・ネビズ	IMP6577SC6, IMP6577SCX, IMP65786, IMP6578SX IMP6577SC, IMP6578
サイモン	IMP300SIM
ジョバノビック	IMPJ066, IMPJ076, IMPJ06
ターマセブ	PLGTAHM
ロンペン	IMPROMP16, IMPROMP26, IMPROMP36
ロンペン スパチュラ	SSPR1
ターナー・エスコ	IMPSTE1/26
カスタム	CS6562KB, CS6562KB6
呼称なし	IMP300, IMP3006, IMP300S6, IMP300X IMP6343S6, IMP6343S, IMP6344S6, IMP6344S IMP6345S6, IMP6345-71, IMP6345S IMP6346S6, IMP6346S, IMP6347S6, IMP6347S IMP6523S6, IMP6523S, IMP6524S6, IMP6524S IMP7044K IMPSIM1, PESIM16, IMPSIM16, PESIM1

ハンドルの種類

- ① 角柄（2番、522番）
- ② 丸柄（4番、10番、10S番／ショート、41番）
- ③ サテンステール（6番ハンドル）
- ④ サテンスチール・ショート（6S番）
- ⑤ ブラックライン（X番ハンドル）

【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる。サイナスの治療において、組織の移動及び保護等に用いる。

【使用方法等】

作業部で組織を移動又は保護します。

【使用上の注意】

〔使用方法〕

- (1) 本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- (2) 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- (3) 過度の加圧での使用は避けること。
- (4) 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- (5) 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。
- (6) 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の改造は行わないこと。
- (7) 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸ナトリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、ボビド・オート、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- ・埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- ・薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- ・「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- ・汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。こと。（使用上の注意参照）
- ・洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- ・洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- ・滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- ・点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- ・177℃以上に加熱しないでください。
- ・フェノールは使用しないこと。
- ・必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- ・滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- ・樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- ・消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【包装】

単品包装： 1本入

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

電話番号： 03-4550-0660

<外国製造業者>

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（米国）