

機械器具 6 7 歯科用防湿器
一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿キット JMDN 11155020

ラバーダムキット

【禁忌・禁止】

〔適用対象（患者）〕

本品はニッケル及びクロムを含有するため、ニッケル、及びクロムに対し発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴の患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

〔形状、構造〕

本品は、歯科用ラバーダムクランプ鉗子、歯科用ラバーダムクランプ、歯科用ラバーダムパンチ、歯科用ラバーダムフレーム等の器具から構成されるキットである。

〔種類〕

品番： RDKIT

本品には、以下の機器が含まれる。

番号	構 成 品
①	クランプフォーセップ
②	ラバーダムパンチ
③	ラバーダムフレーム（大人用）
④	ラバーダムテンプレート（2種）
⑤	ラバーダムクランプオーガナイズングボード
⑥～⑬	ラバーダムクランプ 各種

【使用目的又は効果】

歯科治療の際に唾液による汚染防止、防湿等に用いる。

【使用方法等】

- ラバーダムの下にラバーダムテンプレート（④）を敷き、開ける孔の位置の印をつけます。
- ラバーダムパンチ（②）でラバーダムに孔を開け、口腔内に装着します。
- クランプフォーセップ（①）の2つのアームの先端部をラバーダムクランプ（⑥～⑬）の穴に差し込み、把持部を握ってラバーダムクランプを保持、輸送し、歯茎部に装着してラバーダムを押さえつけます。
- ラバーダムフレーム（③）のフックにラバーダムを引っ掛けてラバーダムを延伸した状態にし、治療を行います。
- 治療終了後、①でクランプを保持して撤去し、ラバーダムも撤去します。

オーガナイズングボード（⑤）は、ラバーダムクランプを保管・管理するためのボードです。ボードにクランプを取付けたまま、洗浄及び滅菌することができます。

【使用上の注意】

〔使用方法〕

- 本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- 本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外に使用しないこと。
- 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
- 破折の原因となる過度の加圧での使用は避けること。
- 製品に変形等の異常がある場合には、使用しないこと。

- 破損や事故等の原因となるので、曲げ、切削、打刻等の改造は行わないこと。
- 腐食（錆）の原因となるので、次亜塩素酸トリウム、塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼントリウム、ポビドンヨード、ホルマリン・フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン、超酸化水、家庭用洗剤等は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 埃等が付かない乾燥した場所で衛生的に保管する。
- 薬品又は酸化性ガスの発生する付近には保管しない。
- 「もらい錆」を防ぐために、錆びている器具と一緒に保管しないこと。

【保守・点検に係る事項】

- 汚染除去に用いる洗剤は、洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用する。（使用上の注意参照）
- 洗浄装置で洗浄するときは、器具同士が接触して損傷することがないように注意すること。
- 洗剤の残留がないよう十分にすすぎをすること。
- 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。このとき、防錆潤滑油を塗布する事を推奨する。
- 滅菌前に、汚れ、傷、曲り、破損、可動部の動き等に異常がないか点検すること。
- 点検後、セット・包装をし、滅菌をすること。
- 177℃以上に加熱しないでください。
- フェノールは使用しないこと。
- 必要以上に、滅菌水にさらさないこと。
- 滅菌後、水分は拭き取り乾燥させること。
- 樹脂部を有する器具は樹脂部を取りはずしてから滅菌すること。
- 消毒・滅菌には精製水を使用すること。

【包装】

①クランプフォーセップ	1本
②ラバーダムパンチ1本	
③ラバーダムフレーム（大人用）	1本
④ラバーダムテンプレート 2種	各1枚
⑤ラバーダムクランプ オーガナイズングボード	1個
⑥ラバーダムクランプ #0	1個
⑦ラバーダムクランプ #1	1個
⑧ラバーダムクランプ #2	1個
⑨ラバーダムクランプ #7	1個
⑩ラバーダムクランプ #8	1個
⑪ラバーダムクランプ #8A	1個
⑫ラバーダムクランプ #14A	1個
⑬ラバーダムクランプ #212	1個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

＜製造販売業者＞

ヒューフレディ・ジャパン合同会社
電話番号： 03-4550-0660

＜外国製造業者＞

Hu-Friedy Mfg. Co., LLC（米国）