

歯科材料 5 歯科用接着充填材料

* 管理医療機器 歯科用知覚過敏抑制材料 70926000

バーナル

VARNAL®

【形状・構造等】

性 状	組 成
わずかに樹脂臭及びアルコール臭を帯びた 澄明な淡黄色の液体である。	エタノール コーパル樹脂 その他

【性能、使用目的、効能又は効果】

象牙質知覚過敏症状の緩和

1. 切削形成による過敏症状
2. 磨耗・咬耗による過敏症状
3. 歯頸部の過敏症状

【操作方法又は使用方法等】

1. 露出象牙細管に塗布する場合
露出した象牙細管がみられる部分を通法により洗浄し、乾燥した後、綿球を用いて塗布し、再び乾燥させれば、樹脂の薄くて硬い膜ができる。
必要に応じて上記の操作を繰り返す。
2. 窩洞に塗布する場合
窩洞内に充填物を充填する前に、窩洞内を乾燥した後、綿球を用いて塗布し、再び乾燥させれば、樹脂の薄くて硬い膜ができる。
必要に応じて上記の操作を繰り返す。

【使用上の注意】*

1. 使用注意
 - 1) 歯髄に近い窩洞、あるいは露髄の場合は覆髄剤（材）を用い、直接歯髄に塗布しないこと。
 - 2) 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
2. 重要な基本的注意
 - * 1) 本材又はエタノール、コーパル樹脂に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
 - 2) 本材の使用により発疹などの過敏症状があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

- 3) 本材は、口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。
付着した場合には、すぐにアルコール綿などで清拭した後、流水で洗浄すること。
万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。

【貯蔵・保管方法】*

1. 可燃性なので火気に注意して保管すること。
2. 光を避けてなるべく冷暗所に保管すること。
3. 本材は、歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。

【包装】

14 g

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】*

1. 製造販売業者：ネオ製薬工業株式会社
住 所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾 3-1-3
電 話 番 号：03-3400-3768 Fax：03-3499-0613
フリーダイヤル：☎ 0120-07-3768
ホームページ：http://www.neo-dental.com/
2. 外国製造業者：セティライト社
(CETYLITE INDUSTRIES, INC.)

国 名：米 国

 CETYLITE INDUSTRIES, INC. (U.S.A.)



ネオ製薬工業株式会社

VC