

メッシュトレーAA

【禁忌・禁止】

- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 器具の形態変更や改造などはしないこと。

・【形状、構造及び原理等】

- 形状・構造
下記の通り

上顎用



下顎用



前歯用



片顎用



回転



タイプ		アーチ幅	奥行
上顎用	LL	72.4	68.0
	L	71.5	62.5
	M	65.5	58.0
	S	64.0	55.0
下顎用	LL	74.0	61.0
	L	68.3	57.0
	M	68.4	53.0
	S	66.0	43.0
前歯用上顎		57.3	41.0
前歯用下顎		64.0	43.0
片顎用		30.0	67.0
回転		24.0	46.0

[寸法単位：mm]

- 原材料
真鍮（ニッケルメッキ）

- 包装
上顎用・下顎用：LL、L、M、S 1個 / 包
前歯用：1個 / 包
片顎用：左右 各1個 / 包
回転：3個 / 包

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる器具をいう。

*【使用方法等】

[使用方法]

- 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 132℃以下厳守）
- 本品に印象材を盛り、印象を採得する歯牙に圧接する。
- 印象材の硬化後、口腔内から取り出す。
- 使用後は必ず洗浄、滅菌を行うこと。

【使用上の注意】

- 使用前または使用後に、下記事項に留意して、必ず洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
 - 薬剤消毒を行うときは、薬剤の添付文書または取扱説明書の使用指示に従ってください。
 - 滅菌の際、以下の薬剤は金属腐食の原因になる恐れがありますので、使用しないでください。
塩化ベンザルコニウム、塩化ベンゼトニウム、次亜塩素酸ナトリウム、ポピドヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン
 - 洗浄・消毒・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
 - 洗浄・消毒・滅菌は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管してください。水分が付着していると、サビやシミなどの原因になることがあります。
 - 洗浄後、洗剤が残らないように十分すすいでください。
 - 「もらいサビ」を防ぐために、錆びている器具と一緒に滅菌等を行わないでください。
 - 磨き粉、金属ウールや金ブラシの使用は避けてください。
 - 洗浄には歯科器具用防錆洗浄剤を使用し、家庭用洗剤は使用しないこと。（金属を腐食させることがある）
 - トレークリーナー、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って使用すること。トレークリーナーによっては、黒ずんだり、本品の損傷を早める恐れがあるため、長時間の浸漬を必要とするもの（一晩や一昼夜等）は使用しないこと。
 - 強アルカリ、強酸性の洗浄液および超酸化水（超酸性水）は本品を腐食させる恐れがあるため、使用を避けること。
 - 塩素系および、ヨウ素系消毒剤は腐食の原因となるので、使用中に付着した場合は、できるだけ早めに洗浄を行う。
 - 加熱滅菌器（オートクレーブ滅菌器等）使用時は乾燥工程を含む 132℃以下で行うこと。
- 本品は、患者ごとに滅菌を行い、感染防止に十分に配慮を行うこと。
- 本品の切削や打刻（名前などを入れる等）などの二次加工は破損の原因になるので、絶対に行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な乾燥した場所にて保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Adam's Aid Corporation
（アダムスエイド社）

製造国：パキスタン