

再使用禁止 (先端チップ)

MD イリゲーションシリンジ

【禁忌・禁止】

先端チップは再使用しないこと

* 【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



2. 原材料

本体: ポリプロピレン、ポリシロキサン、ポリカーボネート
先端チップ: ポリプロピレン
潤滑油: ポリジメチルシロキサン
レンチ: ABS 樹脂

3. 包装

本体 / 3 本
先端チップ / 3 個
潤滑油 / 1 個
レンチ / 1 個

4. 併用機器

補充用先端チップ (別売)
販売名: MD シリンジチップ
製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
届出番号: 17B2X10001000178

【使用目的又は効果】

本品は身体の一部に適用する液体を噴出する手動式シリンジで、衛生状態の維持又は治療の一環として用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 使用する前に本体が滅菌済みかどうか確認すること。
(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含まない 120℃以下厳守。)
- 2) 付属のレンチで、先端チップをしっかりとシリンジの先端部に確実に接合する。
- 3) プランジャーを押し、本体内部から空気を押し出す。
- 4) プランジャーを引き、使用する液体を吸引する。
- 5) プランジャーを再度押し、患部に液体を噴出する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) ピストンを無理に引かないこと。
- 2) 接合部に緩みがないことを確認してから使用すること。
- 3) 専用の先端チップ以外は使用しないこと。
- 4) 本体に対して溶解性の高い溶剤の使用は避けること。

** 【使用上の注意】

- 1) 本体のオートクレーブ滅菌温度は 120℃以下とする。高温により本体の形状が変化するので、乾燥工程は避けること。
先端チップはオートクレーブ滅菌不可。
- 2) 本品に薬剤が残留した状態で保存しないこと。
- 3) ノズル及びシリンジに異常が見られた場合は使用しないこと。
- 4) プランジャーが動きにくくなった場合には、潤滑油をガスケットに塗布すること。

** 【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 紫外線ランプが点灯しているキャビネット等に保管しないこと。(本品が劣化するため)

** 【保守・点検に係る事項】

- 1) プランジャーからガスケットを取り外し、再度挿入する際には無理な力をかけないこと。(変形、破損の原因となる場合がある)
- 2) 本品のひび、破損、接合部の緩み及び液体の漏れ等について定期的に確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号: 076-278-8800

製造業者: META BIOMED CO., LTD. (Head office)
(メタ バイオメド社)

製造国: 大韓民国