

再使用禁止

サリバ アスピレーター

- *【禁忌・禁止】
- 1) 再使用禁止。

2) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

3) 器具の形態変更や改造などはないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
- 下記の通り

タイプ	外観	全長	外径
A		140	11
B		155	11
C		165	11
F		36	11

※タイプ F はタイプ A に接続可能 (単位:mm)

2. 原材料
- A：ポリエチレン
- B, C, F：ポリプロピレン
3. 包装
- A :100 本 / 包
- B, C, F :25 本 / 包

【使用目的又は効果】

本品は非能動型の吸引装置 (通常、歯科専用装置) に連結して用いる管状の単回使用の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が消毒済み、もしくは滅菌済みかどうか確認すること (タイプ A 以外はオートクレーブ滅菌可。120℃以下厳守。乾燥工程不可)
- 2) 非能動型吸引装置 (別売) のチューブ先に装着し、吸引を行う。

*【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻 (刻印) 等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
- ・薬液消毒を行う時は、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
- ・薬剤の種類によっては、樹脂成分に影響を及ぼすことがある。
- ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
- ・洗浄、消毒には、出来るだけ精製水を使用すること。

- 4) オートクレーブ後の乾燥工程は行わないこと。
- 5) 本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
- 6) 本品に損傷、変形 (ひび、割れ、曲がり) 等があるものは使用しないこと。
- 7) 使用中に抜けないように、吸引装置にしっかりと差し込むこと。
- 8) 小児または嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがあるので使用する際は十分に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：J. H. ORSING AB
(ジェー エイチ オルシング エービー社)
製造国：スウェーデン