

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具

一般医療機器 歯科印象採得用トレー JMDN コード：16350000

リムロック無歯顎用トレー

【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 歯科医療有資格者以外は使用をしないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記のとおり



	サイズ	幅 (a)	高さ (b)
上顎用	S	68	48
	M	70	53
	L	72	55
下顎用	SS	61	50
	S	62	52
	M	67	58
	L	75	64

(サイズ単位：mm/公差±2mm)

2. 原材料 ステンレススチール

3. 包装 各 1 個／包

【使用目的又は効果】

印象採得時に、印象材を盛り、保持し、圧接するために用いる。

【使用方法等】

使用方法

- 1) 本品に印象材を盛り、印象を採得する歯牙に圧接します。
- 2) 印象材の硬化後、口腔内から取り出します。
- 3) 使用後は必ず洗浄、滅菌を行ってください。

【使用上の注意】

- (1) 使用前または使用後に、下記事項に留意して、必ず洗浄・消毒・滅菌を行うこと。
 - ①オートクレーブ使用の際は、必ず滅菌バッグに入れ、乾燥工程を含む 134℃以下で行うこと。(ステンレストレー等に、直に置いて滅菌すると、変色の恐れがある)
 - ②滅菌の際、以下の薬剤は金属腐食の原因になる恐れがありますので、使用しないでください。(塩化ベンザルニウム、

塩化ベンゼトニウム、次亜塩素酸ナトリウム、ポピドヨード、ホルマリン、フェノール、グルコン酸クロルヘキシジン)

- ③洗浄・消毒・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用する塩素イオンの影響で器具が腐食することがあります。
 - ④洗浄・消毒・滅菌は、水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着しているとシミや変性などの原因になることがある。
 - ⑤洗浄後、洗剤が残らないように十分すすぐこと。
 - ⑥磨き粉、金属ウールや金ブラシの使用は避けること。
 - ⑦トレークリーナー、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って使用すること。トレークリーナーによっては、黒ずんだり、本品の損傷を早める恐れがあるため、長時間の浸漬を必要とするもの（一晚や一夜等）は使用しないこと。
 - ⑧アルカリ性や酸性の水溶液（洗浄液等）に反応し変色する恐れがある為、中性のものを 使用すること。(変色性の防錆洗浄剤はアルカリ性の為、使用しないこと。)
 - ⑨塩素系および、ヨウ素系消毒剤は腐食の原因となるので、使用中に付着した場合は、できるだけ早めに洗浄を行う。
 - ⑩印象材の成分が薄く付着した状態で継続使用すると変色、退色の恐れがあるので 洗浄をしっかりと行うこと。
 - ⑪薬剤消毒を行うときは、薬剤の添付文書または取扱説明書の使用指示に従うこと。
- (2) 本品は、患者ごとに滅菌を行い、感染防止に十分に配慮を行うこと。
 - (3) 本品の切削や打刻（名前などを入れる等）などの二次加工は破損の原因になるので、絶対に行わないこと。
 - (4) 印象材を除去する際にへら等でキズがつく場合があるので、十分注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

- (1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- (2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Adam's Aid Corporation (アダムスエイド社)
製造国：パキスタン