

アルジネートミキサー MX-300

*【禁忌・禁止】

器具の形態変更や改造はしないこと。

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



カラー	ゴールドングレー
	ホワイト

付属品：搅拌棒、スパチュラ、水注入ボトル、
ミキシングカップ 4 個、マグネット付スタンド
電源コード

2. 電氣的定格

入力電圧：AC100V、出力電力：400W
ミキシングスピード 3, 600rpm

3. 包装

本体+付属品 / 箱

【使用目的又は効果】

本品は印象材を混ぜ合わせるために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) プラグをコンセントに差し込み電源を入れ、本体背部の電源スイッチを入れる。
- 2) パワースイッチ（④）をオンにする。
- 3) ミキシングカップの中に、水と規定量のアルジネート（別売）を入れしっかり蓋を締める。
- 4) 練和時間（秒）を②、③のボタンで増減させ、スタートボタンを押し（⑤）印象材を練和する。（終了すると自動的にストップする）次回使用する際は、自動的に前回に使用した秒数に設定される。



①	練和時間表示ディスプレイ	④	パワースイッチ
②	練和時間 Up ボタン	⑤	スタート/ストップボタン
③	練和時間 Down ボタン	⑥	—

※手動設定可能秒数：1～20 秒

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 使用する水の温度によってアルジネートの硬化時間が変わるので、設定時間を調整すること。
- 2) ミキシングカップの蓋をしっかりと締めてから使用すること。
- 3) ミキシングカップが空の状態で使用しないこと。
- 4) ミキシングカップの蓋の穴をふさいで使用しないこと。
- 5) アルジネートは 1 回につき、25～100g までの範囲で使用する。
- 6) 本品ミキシングカップはオートクレーブ滅菌不可。

【使用上の注意】

- 1) アルジネートはミキサータイプのものを使用すること。手練りタイプのものを使用した場合、手練り時よりも硬化が早まるので注意すること。
- 2) 機器を設置する際には次の事項に注意すること。
 - ・水のかからない場所に設置すること。
 - ・気圧、温度、湿気、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
 - ・風通しのよい場所に設置すること。
 - ・傾斜のない、また振動、衝撃などのかからない安定した場所にて設置すること。
 - ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
 - ・電圧及び許容電流値（または消費電力）に注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

- 1) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 2) 傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）などに注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Motion Dental Equipment Corp.
（モーション デンタル エクイップメント社）
製造国：台湾

取扱説明書を必ずご参照ください。