

機械器具 (66) 歯科用練成器
一般医療機器 歯科用印象材混こう器 JMDN コード : 38790000

イージーミキサー

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造 下記の通り



番号	各部名称
①	本体
②	専用ラバーボール
③	表示板
④	アルジネートスパチュラ
⑤	電源スイッチ
⑥	ヒューズ
⑦	電源コード
⑧	製品表示
⑨	フットスイッチ
⑩	フットスイッチ接続部

2. 原材料

- ①ABS 樹脂
- ②ポリ塩化ビニル、着色材

3. 仕様

定格電源電圧 : 100V、50/60Hz
回転速度 : 0~300rpm

4. 包装

本体 + 付属品 / 箱

【付属品】

専用ラバーボール
アルジネートスパチュラ
フットスイッチ、電源コード

【使用目的又は効果】

本品は印象材を混ぜ合わせるために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- フットスイッチ⑨を本体背面の接続部⑩に接続する。
- 専用ラバーボール②を本体①にセットし、時計回りにまわしロックする。

- 電源コード⑦をコンセントに入れ、本体背面の電源スイッチ⑤をオンにする。
- 水とアルジネート印象材（別売）を取扱方法に従い計量して、専用ラバーボールに入れる。
- 水とアルジネート印象材をかるくなじませてから、フットスイッチをゆっくり踏み込み、回転速度を調節しながら、アルジネートスパチュラ④で印象材を練和する。
（高速回転時にはウサギ、低速回転時にはカメが表示板に表示される。印象の硬化を防ぐために 20 秒後にピーブ音になる。）
- 練和後、専用ラバーボールを反時計回りに回し本体から取り外し電源をオフにする。

【表示板】



【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 使用する水の温度によってアルジネートの硬化時間が変わるので、設定時間を調整すること。
- ラバーボールをしっかり本体に固定させること。

**【使用上の注意】

- 機器を設置する際には次の事項に注意すること。
 - 水のかからない場所に設置すること。
 - 気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に設置すること。
 - 風通しのよい場所に設置すること。
 - 傾斜のない、また振動、衝撃などのかからない安定した場所にて設置すること。
 - 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。
 - 電圧及び許容電流値（または消費電力）に注意すること。
- 本体・専用ラバーボールはオートクレーブ滅菌不可。
- 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工や改造等を行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び軸部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：

HANGZHOU ZHONGRUN MEDICAL INSTRUMENT Co., LTD
（ハンゾウ ゾンルン メディカル インストルメント社）
製造国：中華人民共和国