

\*\* 2018 年 01 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001000559

\* 2017 年 11 月改訂（第 2 版、新記載要領に基づく改訂）

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管

一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ JMDN コード：37434000

再使用禁止

## サリバエジェクターD

### \*【禁忌・禁止】

- 1) 再使用禁止
- 2) 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 3) 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### \*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造  
下記の通り



| 製品コード        | チューブ    | チップタイプ  | フレーバー | 全長    |
|--------------|---------|---------|-------|-------|
| 2900E-TCS15  | クリア     | ライトブルー  | なし    | 150mm |
| 2908E-VTS15  | クリアグリーン | クリア     | ミント   | 150mm |
| 2903E-BAS155 | ホワイト    | ブルー・ソフト | なし    | 155mm |
| 2903E-TTS155 | クリア     | クリア・ソフト | なし    | 155mm |

チューブ径：6.5mm

2. 包装

100 本 / 袋

### 【使用目的又は効果】

本品は非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の単回使用の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

### 【使用方法等】

〔使用方法〕

使用目的に応じて角度を変え、非能動型の吸引装置にしっかりと接続して吸引を行う。

### 【使用上の注意】

- 1) 本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
- 2) 本品に損傷、変形（ひび、割れ、さび）等があるものは使用しないこと。
- 3) 小児または嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがあるので使用する際は十分に注意すること。
- 4) 保管期間が長くなる場合、空気中の水分と反応し、さびが出る場合があるので、使用前に確認すること。

### \*\*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

### 【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：ASA Dental S.p.A.

（エーエスエー デンタル エスピーエー社）

製造国：イタリア