

ラバーダムクランプ SH

* 【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
3. 電気メスを用いた接触凝固は、併用しないこと（術者が感電、火傷をする危険性がある）

・ 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記の通り



202



206



210



キット（12 種）

201	上顎大臼歯用
202	大きめの下顎大臼歯用
203	右の下顎大臼歯用 （第一乳臼歯にも可）
204	左の下顎大臼歯用 （第一乳臼歯にも可）
205	上顎大臼歯用
206	上下顎の小臼歯用
207	一般的な上下顎用
208	大きめの小臼歯用
209	下顎の小臼歯用
210	前歯の唇面用
211	一般的な前歯用
14	半萌出の掛かりにくい症例用
5	小さめの上顎大臼歯用
56	小さめの下顎大臼歯用
12A	下顎右及び上顎左第三大臼歯用
13A	上顎右及び下顎左第三大臼歯用
2A	上下顎の小臼歯用

2. 原材料

ステンレススチール

3. 包装

各 1 個 / 包

キット（12 種各 1 個） / ケース

【使用目的又は効果】

本品は露出させた歯の歯頸部にラバーダムシートを固定させるために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134℃以下厳守。）
- 2) 使用部位にあわせた本品を選択する。（誤飲防止のため、あらかじめ本品にフロスを付けておくことよい）
- 3) ラバーダムクランプフォーセップ（別売）を使用し、患歯上のラバーダムを固定する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 損傷、変形（錆、表面キズ、曲がり、汚染）等のあるものは使用しないこと。
- 2) 本品を使用する歯牙に適した規格を必ず選択すること。
- 3) 誤飲に十分注意すること。
- 4) 歯牙への使用の際は、周辺歯肉等に十分配慮すること。
- 5) 過剰な外圧をかけないこと。

【使用上の注意】

- 1) 初回使用時は必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体十分に清掃し、滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。
- 4) 洗浄・滅菌上の注意

【洗浄】

- ・ 使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。
- ※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- ※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- ※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）

【滅菌】

- ・ オートクレーブ等で滅菌を行うこと。【オートクレーブ温度、乾燥工程も含む 134℃以下厳守】
- ※乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。

【その他】

- ・ 洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。
- ・ 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Shinhang Co., Ltd
（シンハン社）

製造国：大韓民国