

添付文書

**2019 年 1 月改訂（第 3 版）

*2016 年 5 月改訂（第 2 版）

届出番号：17B2X10001000797

機械器具(51) 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 単回使用歯科用吸引カニューレ JMDN コード：37434000

再使用禁止

PM ディスポバキューム

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
3. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

※【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



タイプ	色調	全長	外径
通気口有	ホワイト	148.0	11.0
	ピンク		
	グリーン		
	イエロー		
	ブルー		
通気口無	ホワイト	150.0	11.0

[寸法単位：mm]

※ヨシダ・タカラユニット適合

2. 原材料

ポリエチレン

3. 包装

100 個 / パック

【使用目的又は効果】

本品は、非能動型の吸引装置（通常、歯科専用装置）に連結して用いる管状の歯科用器具で、口腔内に貯留する水分や切削片を除去するために用いる。

【使用方法】

- 1) 非能動型吸引装置のチューブ先にしっかりと挿入し、装着する。
- 2) 吸引装置の使用方法に従い、水分及び切削片等を吸引する。

※【使用上の注意】

- 1) 本品に損傷、変形（ひび、割れ）等があるものは使用しないこと。
- 2) 小児または嘔吐しやすい患者は、使用中に窒息する恐れがあるため、使用する際は十分に注意すること。
- 3) 洗浄・消毒について
 - ・薬液消毒を行うときは、薬剤の添付文書に書かれた使用上の注意を守ること。
 - ・薬剤の種類によっては、素材に影響を及ぼすことがある。
 - ・洗剤の残留がないように十分にすすぎをすること。
 - ・洗浄後は、直ちに乾燥すること。
 - ・洗浄、消毒にはできるだけ精製水を使用すること。
 - ・オートクレーブ滅菌不可。
 - ・アルコールを使用した高圧滅菌、乾熱滅菌不可。

※【保管方法及び有効期間】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。
- 3) 器具の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱はしないこと。

【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800