

**2022 年 11 月改訂（第 4 版）

*2019 年 6 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001000820

機械器具（68）印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN コード：10201000

リセラアーティキュレーター

**【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

下記外観写真の通り



顎頭間距離	89 mm
矢状顎路傾斜角	20 度
矢状切歯路傾斜角	9.36 度
側方切歯路傾斜角	10.47 度
上下顎間距離	70 mm

（単位：mm 公差 ±3mm）

2. 包装

1 個（付属品：スチールジスク 8 枚） / 箱

〔別売品〕

- ・プラスチックプレート 1 枚 / 包
- ・スチールジスク 10 枚 / 包

【使用目的又は効果】

本品は、蝶番付きの歯科用器具で、補綴物の制作及び診断に使用し、患者の下顎をシュミレートするために用いる。

【使用方法等】

1. 予め記録した顎間関係に従って、上顎及び下顎模型をビンディングワイヤーなどを用いて固定する。
2. 本品の上顎及び下顎マウント部のマグネットにマグネット金具を取り付ける。
3. 本品の上顎マウント部を開口させてから、練和した石膏を本品のマグネット金具の周辺に石膏が十分入るように盛る。
4. 上下顎模型の基底部に石膏を少量盛ってから、咬合器中央に設置し、静かに咬合器を閉じてマウントする。
5. 石膏が十分に硬化してから、通常の技工作業に入る。
（ビンディングワイヤーはハサミでカットし、プライヤーなどで引き抜くこと）

**【使用上の注意】

1. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒーティング等を行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。

【保管方法及び有効期間】

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、破損しないように注意すること。

**【保守・点検に係る事項】

1. 使用前後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
2. クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
3. 洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800