

機械器具（65） 歯科用充填器
一般医療機器 歯科用注入器具 JMDN コード：70718000

再使用禁止（インジェクションチップ）

ジンジバルインジェクター

【禁忌・禁止】

1. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
2. 器具の形態変更や改造などはしないこと。
3. インジェクションチップは再使用禁止。

**【形状、構造及び原理等】

1. 形状、構造

外観写真は下記の通り



2. 原材料

本体：ステンレススチール、亜鉛ダイカスト

インジェクションチップ：ステンレススチール、ポリアミド

3. 包装

本体、インジェクションチップ×10 個 / 包

【別売】

インジェクションチップ 40 個 / 包

**【使用目的又は効果】

歯科材料を口腔内に注入するために用いる。

**【使用方法等】

【使用方法】

- 1) 本品が滅菌済みであることを確認する。
(本体のみオートクレーブ滅菌可。134℃で 5 分間。)
- 2) ストッパーを押しながらツマミを引き、シャフトを引き出す。
- 3) パレルを反時計回りに回して取り外す。
- 4) 使用するカプセル【別売】にインジェクションチップを差し込み、パレルに挿入する。
- 5) パレルを時計回りに回し固定する。
- 6) カプセル【別売】後方にシャフト先端が密着するまでツマミを押す。
- 7) トリガーを引き、ペーストを注入する。
- 8) 使用後は、取り付け時と同様の手順でカプセル【別売】を取り外す。

【使用方法等に関する使用上の注意】

- ・本器具と適合しないカプセル【別売】は使用しないこと。
- ・カプセル【別売】を装着しない状態で、シャフトを押しすぎないこと。カプセル【別売】の破損の危険がある。
- ・長時間使用すると、シャフトと本体部分の金属摩耗によりブレが大きくなり、カプセル【別売】の破損や液漏れが発生することがある。このような異変が生じた場合は使用を中止すること。

【使用上の注意】

1. 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
2. インジェクションチップは単回使用であるため、再使用しないこと。
3. 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
4. ステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- 2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 3) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

1. 洗浄

本体は、使用後は歯科用防錆洗浄剤を用いて、洗浄すること。血液、体液等で汚染した器具は、そのまま放置すると汚れが除去しにくくなる。洗浄後は十分な水量で洗浄剤を洗い流し、乾燥させること。

※超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。

※クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。

※洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。（必要に応じて潤滑油を塗布すること。）

2. 滅菌

オートクレーブ等で滅菌を行うこと。（本体のみ滅菌可。）

【オートクレーブ温度、134℃で 5 分間】

3. その他

洗浄・滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。水道水を使用すると塩素イオンの影響で器具が腐食する（錆びる）ことがある。

4. 使用前使用後は破損、ヒビ、キズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：OSUNG MND CO., LTD.（オソン エムエヌディー社）

製造国：大韓民国