

再使用禁止

AB スクリューNT

*【禁忌・禁止】
再使用禁止

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記のとおり



タイプ名			型番
CAMLOG	CONOLOG	3. 3mm	COL 603343
		3. 8/4. 3mm	
		5. 0mm	COL 605000
NOBEL BIOCARE	REPLACE SELECT	3. 5mm NP	E60
		4. 3mm RP	E61
		5. 0mm WP	
		6. 0mm	
	NOBEL ACTIVE	3. 5mm NP	F60
		4. 3/5. 0mm RP	F61
	BRANEMARK	3. 5mm	K60
		4. 1mm	K61
		5. 1mm	K62
BIOMET 3i	CERTAIN	3. 4mm	H60
		4. 1mm	
		5. 0mm	
	OSSEOTITE	3. 4mm	I60
		4. 1mm	
		5. 0mm	
STRAUMANN	BONE LEVEL	3. 3mm NC	L60
		4. 1/4. 8mm RC	
	TISSUE LEVEL	3. 5mm NN	N60
		4. 8mm RN	N62
ZIMMER	SCREW-VENT	6. 5mm WN	
		3. 5mm	R60
		4. 5mm	
ASTRA TECH	OSSEOSPEED	5. 7mm	
		3. 5/4. 0mm	S60
		4. 5/5. 0mm	S61
DENTSPLY-FRIADENT	FRIALIT/XIVE	3. 4mm	T60
		3. 8mm	
		4. 5mm	
		5. 5mm	

2. 原理

インプラント作業模型のフィクスチャーアナログに固定し、歯科用 CAD/CAM システムの計測器を用いて計測を行い、コンピューター画面上でインプラントの上部構造を製作するために用いる計測用ジグの専用スクリューである。

3. 原材料

チタン合金

4. 包装

1 本 / 包

【使用目的又は効果】

インプラント模型上のフィクスチャーアナログに計測用ジグを固定するために用い、歯科用 CAD/CAM システムを使用し計測・設計を行い、歯科用インプラントの上部構造を製作するために用いる。

*【使用方法等】

【使用方法】

1. 準備

本品を使用してスキャンボディーNT（計測ジグ）を固定する場合には別売の専用ドライバーを準備しておくこと。

2. 使用方法

- 1) インプラント作業模型から歯肉再現部（ガムシリコン部）を取り外し、埋入されているフィクスチャーアナログ（ラボアナログ）に別売のスキャンボディーNT を適切な位置に合わせて本品を専用ドライバーで固定する。
- 2) 本品を使用しインプラント作業模型に固定されたスキャンボディーNT を歯科用 CAD/CAM システムの計測器を使用して計測する。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 本品は計測ジグ「スキャンボディーNT」の専用スクリューであるため、その他のスキャンボディーには使用しないこと。
- 2) 本品の形状変更、改造は絶対にしないこと。
- 3) 本品の外表面などに傷がつかないように、使用する器具等に十分注意し、破損やガタつきがある場合はすぐに使用を中止して新しいものに交換すること。
- 4) 本品でフィクスチャーアナログに固定する際、手締めにより固定し、3N・cm 以上の締付トルクを加えないこと。

【使用上の注意】

- ・ 本品の使用はインプラントの知識を有する歯科医師の指導・指示のもと、作業、操作を行うこと。
- ・ 包装の破損や製品の異常が認められた場合には使用しないこと。

*【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。
- 3) 乾燥させた状態で保管すること。
- 4) 幼児や子供の手の届く場所には保管しないこと。

【使用期限】

容器に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

*【保守・点検に係る事項】

- 1) 目視で確認できる変形、傷があるものは使用しないこと。
- 2) 表面に汚れが付着した場合は、水でぬらした柔らかい布でやさしく拭くこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：nt-trading GmbH & Co. KG
（エヌティートレーディング社）
製造国：ドイツ