

## A. TITAN サイナスリフトインスツルメント

### 【禁忌・禁止】

1. 本来の目的以外には使用しないこと。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

### \*【形状・構造及び原理等】

#### 1. 形状・構造



ハンドル径:  $\phi 9.4$  mm

| 製品<br>番号 | 先端形状 |   | 先端幅 (mm) |     | 全長<br>(mm) |
|----------|------|---|----------|-----|------------|
|          | L    | R | L        | R   |            |
| 1RC      |      | — | 3.0      | —   | 162        |
| 2RC      |      |   | 5.9      | 4.0 | 159        |
| 3RC      |      |   | 3.7      | 3.7 | 159        |
| 4RC      |      |   | 3.9      | 3.9 | 150        |
| 5RC      |      |   | 9.4      | 5.8 | 165        |

#### 2. 原材料

ハンドル部: 陽極酸化アルミ  
先端部: ステンレススチール

#### 3. 包装

- ・単品 1 本/パック
- ・1 セット (各種 1 本ずつ 5 本入)

### 【使用目的又は効果】

歯科用インプラントの外科手術に用いる。

### 【使用方法等】

- 1) 使用する前に本品が滅菌済みかどうか確認すること。(オートクレーブ滅菌可。乾燥工程を含む 134 °C 以下厳守。)

#### 2) 1RC

ソケットアプローチに使用し、上顎洞底皮質骨を穿孔する。  
2RC~4RC

先端部を上顎洞が開洞した作業部位に挿入し、上顎洞膜(シュナイダー膜)を剥離する。その際、上顎洞膜が傷つかないように十分注意すること。

#### 5RC

左先端部で補填する骨を上顎洞に運び、右先端部で補填する骨を充填する。

### 【使用上の注意】

- (1) 使用前に必ずアルコールを含ませた脱脂綿等で器具全体を十分に清掃し、その後にオートクレーブ等で滅菌を行うこと。
- (2) 素材のステンレススチール鋼は鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食(錆び)することがある。
- (3) 超酸化水(超酸性水)等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- (4) 洗浄・消毒・滅菌上の注意
  - ・使用後は歯科用防腐洗浄液、精製水を用いて器具に付着した血液、体液、組織片を速やかに除去すること。
  - ・洗剤の残留がないように充分すすぎをすること。
  - ・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。この時、防錆潤滑油を塗布することを推奨する。
  - ・洗浄、消毒、滅菌にはできるだけ精製水を使用すること。
  - ・加熱滅菌器(オートクレーブ滅菌器等)の乾燥温度に注意すること。高温の乾燥は、器具が変質、変形又は変色することがある。【オートクレーブ温度(乾燥工程も含む) 134 °C 以下厳守。】
  - ・水分が付着したまま長時間放置すると、錆び、シミ等の因となる事がある。

### 【保管方法及び有効期間等】

- (1) 粉塵や化学製品を避け、乾燥した場所で保管すること。
- (2) 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- (3) 保管中、損傷しないように注意すること。

### 【保守・点検に係る事項】

使用前使用後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル

住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号: 076-278-8800

製造業者: A. TITAN Instruments

(エータイタンインスツルメンツ社)

製造国: アメリカ合衆国