

再使用禁止（ディスポスペキュラ、シリコンスペキュラ） エムディースコープ

【警告】

1. 本製品は防水構造ではありません。水濡れなどが発生した場合は、直ちに使用を中止し、乾燥した布などで十分ふき取ってください。内部に水などの浸入の恐れがある場合は、点検を受け、安全が確認されるまで使用しないでください。【電気ショックを受ける危険性があります】
2. 本製品の使用中あるいは使用直後は、発光部分及び周辺部が高温になる場合がありますので、皮膚などに触れないようにして下さい。【熱傷（やけど）などを引き起こす危険性があります】
3. 本製品の光源を見つめたり、連続して眼（眼球）を照明したりしないでください。【眼の組織（網膜）に障害を引き起こす危険性があります】

【禁忌・禁止】

1. 本製品は可燃性の麻酔ガス等の環境下では使用しないでください。【爆発の恐れがあります】
2. 本機器の分解、改造は絶対に行わないでください。【故障の原因となります】
3. ディスポスペキュラ及びシリコンスペキュラは再使用禁止。

** 【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

		
本体	プローブ (MS102-002V)	ディスポスペキュラ
		
シリコンスペキュラ	プローブ (MS102-011T)	歯科用プローブ (MS102-013V)

2. 仕様

- ・集点範囲：1～4cm
- ・ディスプレイ：3 インチ（640～480 ピクセル）カラー LCD
- ・バッテリー：リチウムイオンバッテリー（連続使用約 4 時間）

2. 包装

1 セット / 包

セット内容：本体、プローブ（MS102-002V）、ケーブルセット、バッテリー、ケーブル、専用ケース（各 1 個）、ディスポスペキュラ（24 個）

【別売品】

- ・プローブ（MS102-002V）：1 個 / 箱
- ・ディスポスペキュラ：250 個 / 箱
- ・シリコンスペキュラ：24 個 / 箱
- ・プローブ（MS102-011T）：1 個 / 箱
- ・歯科用プローブ（MS102-013V）：1 個 / 箱

3. 原材料

- ・プローブ：ステンレススチール、シリコン、着色材
- ・ディスポスペキュラ：ポリプロピレン、着色材
- ・シリコンスペキュラ：シリコン、着色材

- ・歯科用プローブ：ステンレススチール、シリコン、ポリエチレン、着色材

【使用目的又は効果】

一般手術又は診療に用いるための強い光を発生させる。

* 【使用方法等】

【使用方法】

- 詳細については、付属の取扱説明書を必ず参照してください。
- 1) 本体にプローブを装着し、固定リングで本体にプローブを固定する。
 - 2) プローブ MS102-002V とプローブ MS102-011T の先端には、スペキュラを装着する。
 - 3) 電源を入れ、患者の鼻腔、外耳道、又は口腔内を照らし、検査を行う。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

プローブのレンズ部を清掃する際は、マイクロファイバースワブ等を使用して慎重にふき取り、強く擦らないこと。

【使用上の注意】

- 1) 使用前に必ず始業点検をすること。
- 2) 各接続部は確実に接続させてから使用すること。
- 3) 本品の寿命を著しく低下させるので、粗雑な取扱いはしないこと。
- 4) ディスポスペキュラ及びシリコンスペキュラは単回使用とし、再使用を禁止する。
- 5) オートクレーブ等による滅菌処理をしないこと。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) プローブを使用後は、アルコールを含ませた布で汚れをふき取り、本体等とともに専用ケースに入れて保管すること。
- 2) 高温・湿気を避け、直射日光の当たらない清潔なところで保管すること。
- 3) 水のかからない場所に保管すること。
- 4) 粉塵、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管すること。
- 5) 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。
- 6) 傾斜、振動、衝撃などの加わらない場所に安定状態にて保管すること。
- 7) 医療有資格者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の保守・点検の項を必ず読むこと。

- 1) 使用前に、汚れ・破損・可動部の動き等を点検すること。
- 2) しばらく使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず機器が正常にかつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Apple Biomedical Inc.

（アップル バイオメディカル社）

製造国：台湾