

EDTA ソリューション 17%

*【禁忌・禁止】

- 1) 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- 2) 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋等を用いて直接本品に触れないようにすること。
- 3) 本材を根管以外又は軟組織に対して使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

性状：液状（無色）

2. 原材料

精製水、エチレンジアミン四酢酸ナトリウム塩、その他

3. 包装

20 mL / 本

【使用目的又は効果】

本品は根管治療で石灰化した根管壁等を軟化・中和するために用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 通法に従いラバーダムを患者に装着する。
- 2) 容器を逆さにし、容器の底を指で軽くたたいて、本材を別の容器（ダッペングラス等）に必要量取り出す。（下図参照）



- 3) 根管洗浄用シリンジで適量を吸引する。
- 4) 本材を根管内に必要量滴下し、根管洗浄を行う。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 本品は根管のみで使用し、本材が根管以外に接触することのないよう、必要に応じて適切な保護措置を講ずること。万が一本材が根管以外の粘膜組織に接触した場合には、すぐに水で洗い流すこと。
- 2) 本材を誤飲させないよう十分注意すること。万が一本材を誤飲した場合には、すぐに専門医の診断を受けさせること。
- 3) 本材の使用に際しては、ラバーダム等を使用し、適切な防湿措置を施すこと。
- 4) 本材を根管内に滴下する際は、シリンジの押し出しをゆるやかにすること。
- 5) 使用後の残液は容器に戻さないこと。
- 6) 他の薬剤の混入を避けること。

【使用上の注意】

- 1) 本材を熱や光にさらさないようにすること。
- 2) 本材の使用により発疹などの過敏症があらわれた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 3) 本材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症のある術者は、手袋等を用いて直接本品に触れないようにすること。又、本材の使用の際には、本品が目や皮膚に接触しないよう注意すること。
- 4) 万が一本材が目に入った場合、もしくは皮膚に接触した場合には、すぐに大量の水で洗い流し、専門医の診断を受けること。
- 5) 適用する歯面以外の歯牙表面に付着した場合は、すぐに水洗すること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

本品は直射日光を避け、5 ～ 40 °C の環境で保管すること。

〔使用期限〕

容器に記載されている使用期限（製造日から 2 年）までに使用すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：Maquira Industria de Produtos Odontologicos S/A

（マキアラ インダストリア デ プロダトス オドントロジコス社）

製造国：ブラジル共和国