

再使用禁止（先端チップ）

モデル LC フロー

【禁忌・禁止】

- 1) 本材は口腔内では使用しないこと。
- 2) 本材に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。
- 3) 先端チップは再使用禁止。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
性状：ゲル状
カラー：ブルー、レッド
2. 原材料
ビスフェノール系樹脂、その他
3. 仕様
・有効波長域：350nm～500nm
・重合時間（参考）：
UV/UVA ライト 約 5 分 300mW/cm² 約 3mm
ハロゲンライト 約 3 分 800mW/cm² 約 3mm
LED ライト 約 20～40 秒 800mW/cm² 約 1.5～2.0mm
4. 包装
3g 入りシリンジ×1 + 先端チップ×5 / 包

【使用目的又は効果】

インレー、クラウン等鑄造用パターンの作製に用いる。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 石こう模型の場合は、分離材（レジン用）を使用する。ポリウレタン系の模型材の場合は、分離させたい箇所に薄くワセリンを塗る。メタルやセラミックの場合は、分離材は必要ないが、必要に応じてワセリン等を薄く塗る。
- 2) シリンジの蓋を取り外し、先端チップをしっかりと装着する。
- 3) プランジャーを押してゲルを出し、光重合を行う。
（大型のパターンを作成する場合、材料が希望の厚さに達するまで 2mm ずつ積層する。）
- 4) 使用後は直ちに蓋を閉める。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 急速加熱で使用する際は、リングファーンズに入れたら最大 400℃で最低 30 分保留させ、それから最終温度まで上げること。
- 2) 光重合器の種類によって重合時間が異なるため、注意すること。
- 3) 本材を注出する時に、過度の圧力をかけないこと。（漏れ、破損を引き起こす原因になる）

【使用上の注意】

- 1) 本材は口腔内では使用しないこと。
- 2) 本材に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本材を使用しないこと。
- 3) 本材を火気の近くで使用しないこと。また、十分な換気がされている場所で使用すること。
- 4) 保護メガネ、手袋を装着して使用すること。皮膚に付着した際は、流水で洗浄すること。
- 5) 本材が目に入った際は、すぐに流水で洗浄し医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 1) 25℃以下の環境で保管すること。
- 2) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

〔使用期限〕

外箱に記載されている使用期限までに使用すること。（使用期限は自己認証〔製造所データ〕による。）

（ 20YY-MM-DD は、使用期限 20YY 年 MM 月 DD 日を示す。）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：MEGADENTA Dentalprodukte GmbH

（メガデンタ デンタルプロダクト社）

製造国：ドイツ