

再使用禁止

コニカルトランスペアレントキット

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
3. 器具の形態変更や改造などはしないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造
下記の通り



型番：#1、#2、#3、#4、#5、#6

2. 原材料
プラスチック

3. 包装
#1、#2、#3、#4 各 11 個入
#5、#6 各 10 個入 計 64 個入

単品：各 10 個入

【使用目的又は効果】

コア用のコンポジットレジンによる支台築造用として築造時に用いるもので、コンポジットレジン硬化後に除去するものである。

【使用方法等】

〔使用方法〕

- 1) 適切なサイズを選んで、はさみで希望のサイズにカットする。
- 2) 適用する部位に試適する。
- 3) 少し太めの探針で本品の切端に穴をあける。
- 4) 使用するコア用コンポジットレジン（デュアルキュア型コア用コンポジットレジン推奨）専用ボンディング材等の前処理材を製品説明書に従って処理を行う。
- 4-2) 支台歯に使用するコア用コンポジットレジンには CR シリンジノズルやニードル付チップを利用したレジン専用注入器を事前に準備し、レジン填入後装着しておく
- 4-3) 支台歯根管部（ポスト孔）にコア用コンポジットレジンを入力し、必要に応じて前処理を行なったポスト材を挿入する。
- 4-4) 一度、患部に光照射を行い、ポスト材の仮固定を行う。
- 5) 患部に本品を適合させ、本品の切端にあけた穴から本品の中にコア用コンポジットレジンを入力する。
- 6) 本品を指で押さえながら所定の時間、光重合（本重合）を行う。その際、溢れ出た余剰レジン本重合前に仮重合状態にして探針等で除去しておくこと。

- 8) 本品は所定の光照射後に除去できる。
- 9) 本品の除去は、支台部から探針、又は鋭いスケーラーで切断して除去する。
- 10) 築造したコンポジットレジン支台歯は、選択した補綴物に合わせた形態修正を行い、支台歯形成を完成させる

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) ポスト孔部分に使用するコア用のコンポジットレジンに化学重合型かデュアルキュア型を使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

- 1) 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
- 2) 保管中、損傷しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

使用前に劣化、破損、傷などがないかどうか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：TOR VM Ltd（ティーオーアールブイエム社）
製造国：ロシア