

**2021 年 3 月改訂（第 4 版）

*2020 年 2 月改訂（第 3 版）

届出番号：17B2X10001001428

歯科材料（09）歯科用研削材料

一般医療機器 歯科研削用ストリップ JMDN コード：35702000

再使用禁止

インタープロキシマル レデューサー

****【禁忌・禁止】**

- 1) 再使用禁止。

****【形状・構造及び原理等】**

1. 形状・構造
下記の通り

ダイヤモンド加工無し



タイプ	カラー
ソー	ホワイト

両面ダイヤモンド加工

代表例：スタンダード



タイプ	カラー	ダイヤモンド 粒度
エクストラファイン	イエロー	15μm
ファイン	レッド	30μm
スタンダード	ブルー	46μm
コース	グリーン	76μm
エクストラコース	パープル	91μm

2. 原材料

把持部：ポリカーボネート
作業部：ステンレススチール、天然ダイヤモンド
ハンドル：アルミニウム

3. 包装

各色：1 個 / 箱

[別売]

ハンドル：1 本 / 袋

【使用目的又は効果】

本品は、研削粒子が両面にコーティングされた歯科用ストリップで、歯牙又は修復物表面の修正に用いる。

【使用方法等】

- 1) 本品は未滅菌であるため、使用前に必ず滅菌処理を行うこと。
（オートクレーブ滅菌可。乾燥工程含む 130℃以下厳守。）
- 1) 用途に応じて適切な本品を選択する。
- 2) 本品の研削部を歯間に挿入し、コンタクト修正、セメント除去、仕上げ研磨を行う。

****【使用上の注意】**

- 1) 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 2) 器具に対して、形状変更・打刻（刻印）等の二次加工やヒートテイングを行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 3) 素材のステンレススチールは鉄に対して錆び難い金属であるが、使用方法、環境によっては腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

1. 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
2. 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
3. 保管中、損傷しないように注意すること。

****【保守・点検に係る事項】**

使用前後は、破損、ヒビ、キズや大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：3R - INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI
（スリーアール インダストリア コマーシオ エイレリ社）
製造国：ブラジル