

機械器具（34）医療用刀
一般医療機器 眼用スパッド JMDN コード：16025000

片柄異物針 S G

【形状、構造及び原理等】

- 形状・構造
外観写真は以下のとおり。



- 原材料
ステンレススチール

- 包装
1 本 / 包

【使用目的又は効果】

眼の表面組織の異物を捕らえ、除去するために用いる。

【使用方法等】

- 使用前に本品が滅菌済かを確認する。（オートクレーブ滅菌可。134℃で 7 分。）
- 眼の表面組織の異物を、先端部分で除去する。

【使用上の注意】

- 使用前に必ず適切な洗浄・滅菌を行うこと。
- 劣化や異常が見られた場合は、器具の使用を中止すること。
- 器具に対して、形状変更等の二次加工を行うことは破損の原因となるので絶対に行わないこと。
- 素材のステンレススチールは鉄に対して錆びにくい金属であるが、使用方法、環境によって腐食（錆び）することがある。

【保管方法及び有効期間等】

- 粉塵や化学製品を避け、清潔な場所に保管すること。
- 「もらいさび」を防ぐため、十分に水分を拭き取り、錆びている器具と一緒にしないこと。
- 保管中、破損しないように注意すること。

【保守・点検に係る事項】

- 使用前後は破損、ヒビ、先端及び柄部のキズ、大きな腐食等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。
- 洗浄や滅菌のために装置を使用する場合は、器具同士が接触し先端部を損傷させないように隔離されたシリコンメッシュマットやラック式滅菌用コンテナ等を用いること。
- オートクレーブ滅菌可。【134℃で 7 分。】
- 超音波洗浄又は超音波滅菌はしないこと。やむを得ず使用する場合は、器具を手に持ち先端のみを洗浄液に漬けて処理すること。
- 超酸化水（超酸性水）等は、金属を腐食させることがあるので、使用しないこと。
- クレンザー（磨き粉）、金ブラシ、金属ウールは錆び、キズの原因となるので使用しないこと。
- 洗浄・滅菌後の器具は水分を除去し、十分乾燥させてから保管すること。水分が付着したまま長時間放置すると錆び、変色の原因となることがある。
- 使用後は、付着した血液や体液、組織等が乾燥しないうちに洗浄液等に浸漬すること。また、必要以上の浸漬は表面を劣化させる恐れがあるため、使用する洗浄液等の使用書に従い浸漬し、その後は蒸留水で洗い流して十分に乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：SURGICON (Pvt) Limited（サージコン社）
製造国：パキスタン