

再使用禁止

C i サービスックスブラシ

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 妊娠 10 週目以降の妊婦には使用しないこと。
(妊娠の継続に支障をきたす恐れあり。)
3. 子宮内避妊器具などの装着者には使用しないこと。
(ブラシの先端が器具に引っ掛かり、外れる可能性あり。)

【併用禁忌】「相互作用の項参照」

細胞を採取する際に膣部への潤滑クリーム等の使用を避けること。(細胞の採取に影響を与える恐れあり。)

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

ピストン: ポリエチレン
柄: ポリプロピレン
チューブ: ポリプロピレン

3. 包装

100 本 / 箱

【使用目的又は効果】

細胞学的診断に供する粘膜細胞組織を子宮から採取するため等に用いる。本品は単回使用である。

【使用方法等】

[使用方法]

1. 本品を滅菌袋から取り出す。
2. 本品のピストン中心部から子宮頸管部に挿入する。
3. ピストンを子宮頸管部に軽く押し当てる。
4. 柄を軽く持ち、時計回りに 5 回回転させる。
5. 本品を抜き取り、ピストンをバイアル内に入れキャップをしっかりと閉め、混和する。バイアルの種類により、チューブをスライドし、ピストン部を切り離してバイアル内に入れ、バイアルのキャップをしっかりと閉めた後、混和する。

[使用方法等に関連する使用上の注意]

- ・包装に開封、汚損、水濡れ及び他の汚染が見られる場合は、使用しないこと。
- ・開封後は直ちに使用すること。
- ・本品の使用により、発疹・発赤・かゆみ・痛み等が生じた場合は、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。

【使用上の注意】

1. 自己採取には使用しないこと。
2. 開封時に、ピストンに変形や、ゆがみ等の異常が見られる場合は使用しないこと。
3. 本品に使用された材料により、感作又はアレルギー反応が現れる可能性があるため、患者に異常を認めた場合は直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
3. 細胞を採取する際、強く押し当てるなど過剰な力をかけると組織を傷つけ出血する場合があるので、十分に注意して行うこと。
4. 細胞採取中にピストン部が外れてしまった場合は、使用を直ちに中止し、速やかに取り除くこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

1. 高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。
2. 保管中、損傷しないように注意すること。

[有効期限]

包装材に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

【保守・点検に係る事項】

使用前に破損、ヒビ、大きな凹やキズ等がないか確認すること。これらがある場合は使用を中止すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者: 株式会社 歯愛メディカル
住所: 石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号: 076-278-8800

外国製造業者: Jiangsu HanHeng Medical Technology Co., Ltd.
(ジャンスク ハンヘン メディカル テクノロジー社)

製造国: 中華人民共和国