

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 JMDN コード：70883000

HUGE シリコンバイト

【禁忌・禁止】

本品に対して発疹・皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 原材料

ビニル末端ポリジメチルシロキサン、二酸化ケイ素、
プラチナキャタリスト、ハイドロシリコンオイル、
着色剤(コバルトブルー)

3. 仕様

	レギュラー	ファスト
色調	ベース：コバルトブルー キャタリスト：ホワイト	
シヨア A 硬度	89	
作業時間	30 秒	12 秒
口腔内保持時間	1 分 30 秒	45 秒

4. 包装

50ml × 2 本 / 箱

【使用目的又は効果】

修復物等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録するために用いる。

【使用方法等】

【使用方法】

- ディスペンサーガン(別売)にカートリッジを装着し、キャップを取り外す。
- ペーストの試し出しを行い、2 種のペースト(ベースとキャタリスト)が均等に吐出されていることを確認する。
- ミキシングチップ(別売)を確実に装着する。
- ディスペンサーガンを操作し、本品を咬合面に填入し咬合させて硬化を待つ。
- 硬化後、口腔内より撤去した印象は、血液、唾液等を十分に洗浄した後、必要に応じて消毒を行う。
- 印象を乾燥させ、余剰部分をナイフ等でトリミングする。

【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 本品と他のシリコンを練和して使用しないこと。所定の性能が発揮されない場合があります。
- 使用後は、速やかにミキシングチップを取り外しキャップを閉じて保管すること。
- 室温、口腔内温度により、操作時間、硬化時間が変化するため注意すること。

【使用上の注意】

- 本品の使用により、発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 本品に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある術者は手袋を着用し、素手で本品に触れないこと。
- 本品が目に入らないよう注意すること。万一目に入った場合は、直ちに大量の水で洗浄し、眼科の診療を受けさせること。
- 長期間使用保存もしくは、使用しなかった本品を使用する場合、容器をゆっくり回転させ、均一にしてから使用すること。
- 廃棄の際は、感染防止に留意し関連法令及び各自自治体の指導に従った安全な方法で適切に処理すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

高温、多湿、直射日光を避け、5～25℃で保管すること。

【使用期限】

容器に記載されている使用期限(製造日から 2 年)までに使用すること。(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：Shandong Huge Dental Material Corporation
(シャンドン ヒュージ マテリアル コーポレーション)
製造国：中華人民共和国