

医療用品 04 整形用品
高度管理医療機器 体内固定用ワイヤ 35685003
キルシュナー鋼線

再使用禁止****【禁忌・禁止】****1. 適用対象（患者）以下の患者には使用しないこと[整備不良、遷延治療、癒合不全、又は合併症が起こる可能性がある]**

- 金属や異物に対して重篤なアレルギーがある患者に使用しないこと。（「不具合・有害事象」の項参照）
- 骨折の固定に十分な骨量や骨質が得られない場合
- 活動性の感染症

2. 使用方法

- 再使用禁止

【形状・構造及び原理等】*1. 形状・構造**

本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示ラベル又は本体に記載されていますのでご確認ください。

**2. 原材料**

ステンレススチール（ニッケル・クロムを含む）

3. 原理

骨固定に用いる非吸収性植込み型器具をいう。例えば、骨固定を補助する締結ワイヤとして、肘頭、脛骨結節又は大転子等を再接合するための 8 字ループとして、骨ネジ及び骨プレート固定の補強として、足指又は手指を補強(関節固定)するためのキルシュナー鋼線として、様々な用途で用いる。通常、金属製である。素材は展性があり、長くしたり、コイル状にしたりするものもあれば、硬直・剛性のものもある。

***【使用目的又は効果】**

牽引、さぐり棒の代用、骨折部の仮り止め、小径の骨の髓固定釘、創外固定などに使用される。

****【使用方法等】**

本品は未滅菌品にて、使用時に必ず滅菌して使用のこと。

滅菌方法は高圧蒸気滅菌器を使用して滅菌する。

温度 138℃

圧力 2.5kg/cm²

時間 6 分以上

又、本品は骨折完治後、体内より取り出すものである。

使用方法等に関連する使用上の注意

<使用中>

- 本品は無理な力を加えることにより、変形、破損の可能性があるため正しく使用すること。

<使用後>

- 患者に対して遵守しなければならない行為、本品破損の危険性等、注意点を十分指導すること。（骨癒合前に過負荷を与えると破損等が起こり、不具合発現の危険性が高まる恐れがあるため。）
- 本品の抜去時期に関しては、骨折部位の骨質・骨量等を考慮しながら、判断を行うこと。

****【使用上の注意】****1. 重要な基本的注意**

- 1) 患者の協力が得られるか否かという点を含め慎重に患者選択を行わなければならない。
- 2) 本品の選択にあたっては、症例ごとに慎重に行うこと。

2. 不具合・有害事象**その他の不具合**

- ルースニング及び破損：稀にあらわれることがあるので、認められたら直ちに適切な処置をすること。

その他の有害事象

- 感染症：稀にあらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。
- 静脈血栓症、脂肪塞栓症及び心停止：骨接合術の手術中、術後に稀にあらわれることがあるので、認められたら直ちに適切な処置をすること。
- 神経損傷、血管損傷、血腫：稀にあらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。
- 本品材質に対するアレルギー反応：稀にあらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。
- 関節痛及び関節可動域の減退：稀にあらわれることがあるので、異常が認められたら直ちに適切な処置をすること。

3. 高齢者への適用

高齢者は一般に骨量・骨質が十分でないことが多いので、慎重に使用し、治療の経過にも十分に注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。

***【取扱い上の注意】**

インプラント表面を損傷しないよう、取扱いには十分注意すること。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元：ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

問い合わせ窓口：マーケティング部 TEL (03) 3814-6433

製造元：エースクラップ社、ドイツ

Aesculap AG