

器 51 医療用嘴管及び体液誘導管
33961004 単回使用クラスIV処置キット
高度管理医療機器

中心静脈キット

再使用禁止

【警告】

◆203501 三方活栓

<使用方法>

・針を用いて混注する前に、必ず混注部位を消毒用アルコール（又はポビドンヨード）を含ませた酒精綿等で消毒すること。〔細菌が混入する可能性があるため。〕

◆213901 輸液セット

<使用方法>

・針を用いて混注する前に、必ず混注部位を消毒用アルコール（又はポビドンヨード）を含ませた酒精綿等で消毒すること。〔細菌が混入する可能性があるため。〕

◆213902 輸液セット

<使用方法>

・針を用いて混注する前に、必ず混注部位を消毒用アルコール（又はポビドンヨード）を含ませた酒精綿等で消毒すること。〔細菌が混入する可能性があるため。〕

◆213903 輸液セット

<使用方法>

・針を用いて混注する前に、必ず混注部位を消毒用アルコール（又はポビドンヨード）を含ませた酒精綿等で消毒すること。〔細菌が混入する可能性があるため。〕

・体内に留置しないこと。

◆233600 綿球

・体内に留置しないこと。

◆248000 輸液延長チューブ

・血管造影剤注入等の高圧注入ラインに使用しないこと。〔破損のおそれがあるため。〕

◆248100 三方活栓

・血管造影剤等の高圧注入ラインに使用しないこと。〔破損のおそれがあるため。〕

◆262800 フィルムドレッシング

・ヨウ素に過敏症のある患者には使用しないこと。〔ヨウ素過敏症を発症する恐れがあるため。〕

◆270300X 線ガーゼ

・X線造影部分を直接挟んで使用しないこと。〔切断又は抜け落ちて体内に残存するおそれがあるため。〕

・電気メス等を近づけないこと。〔引火するおそれがあるため。〕

【形状・構造及び原理等】

<形状・構造>

・本品は、医療機関の求めに応じた構成品を組み合わせて滅菌したものです。

<原理>

・本品を無菌的に開封し構成品を配置することで、手術準備を効率化することができます。ご使用前に各構成品の情報について、取扱説明書をご参照下さい。

【使用目的又は効果】

<使用目的>

・本品は、静脈ラインを確保し、血液、薬液等の注入を主たる目的としています。

<効果>

・静脈ライン確保の材料準備を効率化することができます。

【使用方法等】

・本品は、ディスプレイ製品ですので、1回限りの使用で使い捨て、再使用はしないでください。

①本品を開封します。

②含まれる構成品を、使用する施設の設備、手技、ルール等に応じて、適切な方法で展開してください。

③展開した構成品の種類、数量が、ラベル等に表示されている本品の構成内容と相違ないか確認してください。

④本品に含まれていない必要な材料等を準備してください。

⑤各構成品は、医師の判断のもと、実施する手術、手技の手順に沿って、各構成品の使用方法、効果の範囲にて使用してください。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

・ご使用前にラベル（内容明細）を点検し、処置を行う上で不足している器材があれば、あらかじめ準備をしておいてください。

・個々の構成品については取扱説明書に記載している用途、用法の範囲内で使用してください。〔患者に重篤な被害をもたらす恐れがあるため。〕

【禁忌・禁止】

・再使用禁止

◆202500 絹糸

<適用対象（患者）>

・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

◆202600 針付絹糸

<適用対象（患者）>

・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

◆206200IVH カテーテル

・カテーテルを右心房又は右心室に挿入又は留置しないこと。〔心タンポナーデの原因となるため。〕

◆207700 外科用メス

・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

◆208000 メス替刃

・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

◆209300 針セット

<適用対象（患者）>

・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

◆215200 綿球

・体内に留置しないこと。

◆229300 コットンボール

・体内に留置しないこと。

◆230400 スカルペル

・本品に感作又はアレルギーを示す患者には使用しないこと。

◆232700 眼科用パッド

・裁断加工禁止

・体内に深く挿入し、埋め込み又は留置をしないこと。

◆233400 ガーゼ

・体内に留置しないこと。

◆233500 綿球

取扱説明書を必ずご参照ください。



XXXXXXXXXXXXXXXXXX

- ・本品の構成品にトレイ、容器等の成型品を含むものは、バリや割れ、欠け等の異常が見られた場合、使用しないでください。
- ・本品の構成品は、キット製品内の状態等により、ごく稀に変形が生じる場合があります。変形がある場合は使用しないでください。
- ・本品の構成品には、電子線滅菌により着色（黄変等）するものがありますが、性能、安全性に問題はありません。
- ・本品を落としたり、衝撃を与えると破損する恐れがありますので、取扱いに注意してください。
- ・開封後、使用しなかった構成品は廃棄し、再利用しないでください。
- ・再滅菌禁止

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>

- ・本品を保管する際は、過度な圧力を掛ける、もしくは掛かる状態にて保管しないでください。構成品が潰れる等、破損する恐れがあります。
- ・構成品によっては、割れやすいものがありますので、取扱いには十分ご注意ください。
- ・高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて、清潔な状態で保管してください。
- ・蛍光灯、紫外線殺菌灯下やオゾンを発生する器械の周辺等に保管しないでください。

<有効期間>

- ・有効期間はラベルに記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

<製造販売業者>

株式会社 ホギメディカル

〒 107-8615 東京都港区赤坂2丁目7番7号

お問合せ窓口：市販後調査部

TEL：03(6229)1300

0120(85)8120

FAX：03(6229)1350

URL：http://www.hogy.co.jp

<製造業者>

株式会社 ホギメディカル