

ルクサフロー フルオレッセンス

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1．性状、形状及び成分

構成品	性状・形状	成分・原材料
ルクサフロー フルオレッセンス	淡黄色のペースト。色調は A1, A2, A3, A3.5, B1 の 5 色。	バリウムガラス、ウレタンジメタクリレート、Bis-GMA、シリカ、色素 他
ルアーロック チップ	シリンジの先端に装着して適用するディスプレイザブルのチップ。	ステンレス鋼、ポリプロピレン

2．原理

本品を光照射器で重合、硬化させることにより、暫間に使用するクラウン、ブリッジ、インレー、オンレー及びベニヤの作製及び修理等に用いる。

【使用目的、効能又は効果】

暫間インレー、クラウン、ブリッジ等の作製、修理等に使用する。

【品目仕様等】

曲げ強さ： $\geq 50\text{MPa}$

【操作方法又は使用方法等】

1．使用方法

暫間補綴物の作製時に、作製した補綴物の修復材料として使用する。

暫間補綴物の修復に使用する場合、本品を適用する前に修復する部位をバー等の切削器を用いて表面を粗くし、プライマーで処理をしておく。暫間補綴物の作製直後の修復の場合には、これらの前処理を必要としない。

- ① 本品のシェードを選択する。シリンジのキャップを取り外し、ルアーロックチップを装着する。
- ② 本品はシリンジのプランジャーを押して直接適用することができる。完全な重合を得るために、層の厚さが 2mm を越えないように本品を適用すること。
- ③ 可視光線照射器を用いて、一層につき 40 秒間光重合照射器で照射する。
- ④ 暫間補綴物の修復部分を、通常の方法で形態修復する。

2．使用方法に関連する使用上の注意

- ① 照射時間は、光強度 $400\text{mW}/\text{cm}^2$ の可視光線照射器の使用を想定したものである。
使用する光重合照射器は、450～480nm の波長領域であることを確認し、実際の使用前に本品が確実に硬化する条件を確認すること。
- ② ユージノール含有材料、水分及び油分を含む空気との接触は本品の重合を阻害する可能性がある。
- ③ 陽イオン性洗口剤、歯垢染色材及びクロロヘキシジンは本品の変色を引き起こす可能性がある。

【使用上の注意】

1．使用注意

- ① ルアーロックチップの再使用禁止。
- ② 本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ③ 本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ④ 開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ⑤ 他の製品と混用しないこと。

2．重要な基本的注意

- ① 本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- ② 本品又は本品に含まれる成分に対してアレルギー既往歴のある患者には本品を使用しないこと。
- ③ 本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
- ④ 未硬化の本品が口腔粘膜や皮膚に付着しないように注意すること。万一付着した場合には、直ちにアルコール綿等で拭いた後、多量の流水で洗浄すること。
- ⑤ 未硬化の本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（貯蔵・保管方法）

- ・ 本品は、25℃以下の室温で乾燥した暗所に保管すること。
- ・ 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（使用期限）

本品の使用有効期間は製造日から 3 年。
容器に記載されている使用期限までに使用すること。
（使用期限は自己認証[当社データ]による。）

【包装】

ルクサフロー フルオレッセンス イントロダクトリーパック：
1.5g 入り シリンジ A1/A2/A3.5/B1 各 1 本、
ルアーロックチップ 20 個

ルクサフロー フルオレッセンス単品：

リフイー ル A1： 1.5g シリンジ 2 本、ルアーロックチップ[®] 10 個
リフイー ル A2： 1.5g シリンジ 2 本、ルアーロックチップ[®] 10 個
リフイー ル A3： 1.5g シリンジ 2 本、ルアーロックチップ[®] 10 個
リフイー ル A3.5： 1.5g シリンジ 2 本、ルアーロックチップ[®] 10 個
リフイー ル B1： 1.5g シリンジ 2 本、ルアーロックチップ[®] 10 個

ルアーロックチップ 単品：60 個入り

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材営業本部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：デーエムゲー社（国名：ドイツ）
DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik
GmbH