

エンドパス* チェリー ダイセクター

再使用禁止

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止。
2. 再滅菌禁止。[予期せぬ損傷を招く恐れがあるため。]

*【形状・構造及び原理等】

本品は低侵襲性手術において組織の剥離を容易にするために用いる。先端部分のダイセクターチップの直径が 5mm、10mm の 2 種類がある。

1. 各部の名称
 - (1) ダイセクターチップ（縮*）
 - (2) シャフト（約 40cm）



*体液に接触する部分の原材料

*2. 原理

本品はトロッカーを通して、あるいは外科的切開口から直接適用し、組織の剥離を行う。

3. 併用器具

ご使用前に各製品の添付文書をお読み下さい。

- ・エンドパス* トロッカーシステム
- [** 認証番号：21900BZX00882000]

*【使用目的、効能又は効果】

その他の起子、剥離子およびこ（内視鏡下手術用剥離子）

*【操作方法又は使用方法等】

ご使用前に必ず本添付文書をお読み下さい。

1. 操作方法

- (1) 無菌的な方法で本品を取り出す。破損防止のため、本品を清潔区域に投げ出さないこと。
- (2) トロッカーあるいは切開口から本品を挿入、使用する。

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本書はエンドパス* チェリー ダイセクターの添付文書であり、低侵襲性手術手技の参考書ではない。
- (2) 低侵襲性手術は、適正な訓練を受け、その手技に精通している医師のみが行うこと。低侵襲性手術実施前には、手技、合併症、危険性に関する医学文献を必ず参照すること。
- (3) レーザーや電気メス及び超音波手術器具を使う場合、患者や医療従事者へのショックや熱傷、器具やその他の医療器械の損傷を避けるため、その原理と技術をよく理解しておくこと。また、絶縁やアースが完全であることを必ず確認すること。耐水設計の表示がない限り、電気手術器具を液体に浸さないこと。

2. 相互作用

(1) 併用注意

- 1) 低侵襲性手術器具は製造業者によって異なり適合しないことがある。これらを用いた時、予期せぬ結果を招き、使用者や患者に傷害を及ぼす恐れがあるため、異なる製造業者の器具や付属品を同時に使用する場合は、手術開始前にその適合性を必ず確認すること。

**3. その他の注意

- (1) 体液が付着した本品は、感染防止のため、特殊な廃棄が必要とされる場合がある。
- (2) 使用・未使用に関わらず、一旦開封した本品はすべて廃棄すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 貯蔵・保管方法

- (1) 高温、多湿、直射日光及び水ぬれを避けて保管すること。
- (2) 包装材料に傷をついたり、ピンホールを生じさせないように取り扱うこと。
- (3) 製品の先入れ先出しを励行すること。
- (4) 製品に記載してある使用期限を必ず確認し、使用期限を過ぎたものは廃棄し使用しないこと。

2. 使用の期限

- (1) 使用期限は製品の包装に表示されている。[自己認証（当社データ）による]

【包装】

1 箱 12 パック入り、1 パック入り
(1 パックにつき 3 本入り)

【主要文献及び文献請求先】

文献請求先：

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

〒101-0065

東京都千代田区西神田 3 丁目 5 番 2 号

問い合わせ窓口 / 電話番号：03-4411-7905

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：

ジョンソン・エンド・ジョンソン 株式会社

〒101-0065

東京都千代田区西神田 3 丁目 5 番 2 号

問い合わせ窓口 / 電話番号：03-4411-7905

製造業者：米国 Ethicon Endo-Surgery, INC.

Ethicon Endo-Surgery, LLC

** エチコン エンドサージェリー社