

機械器具 65 歯科用充填器
管理医療機器 特定保守管理医療機器 電熱式根管プラグ JMDN:70716000

システム B

【形状、構造及び原理等】

1. 外観



2. 仕様

本体寸法: W117×D94×H132mm

本体重量: 1.81kg

入力電源: AC100V 50/60Hz

最大出力: 20W

【使用目的・効能又は効果】

根管拡大・形成後の専用ガッタパーチャの充填に使用する。

【品目仕様等】

作動温度: 約 100℃～約 600℃

連続使用時間: 約 60 分

【操作方法又は使用方法等】

詳細は取扱説明書を参照すること。

1. 使用条件

使用温度: +10℃～+40℃

相対湿度: 30%～75%

2. 充電

- ①前面パネル右側のメインスイッチを **Store** の位置にする。
- ②本体背面にあるプラグ差込口に付属の専用アダプターを挿入し、**Charge** のランプが点灯していることを確認する。
- ③充電が完了すると **Charge** ランプが消灯する。
- ④バッテリーがフル充電の状態、再度充電アダプターを差し込むと、**Charge** ランプが一度点灯してすぐに消灯する。

3. 操作

- ①パネルのメインスイッチを **Store** の位置にする。
- ②パネル右下のコネクタにハンドピースコードを接続する。

- ③ハンドピース先端のレンチ部を緩めてヒートブラガーを奥まで差し込み、ハンドピース先端のレンチ部分を締め付ける。
- ④パワーダイヤルでヒートブラガーに伝わる加熱電力の量を調整する。
- ⑤温度調整ダイヤルで作動温度を設定する。設定温度は前面ディスプレイに表示される。
- ⑥セレクトスイッチで使用モードを選択する。
 - ・タッチ (**Touch**) モード:
ハンドピースのコンタクトスプリングの **ON/OFF** を繰り返す。
 - ・連続加熱 (**Cont.**) モード: **
ハンドピースのコンタクトスプリングに一度触れると、連続的に加熱される。
- ⑦メインスイッチを **Use** に切り換える。
- ⑧ハンドピースのコンタクトスプリングに触れるとヒートブラガーが加熱される。

【使用上の注意】

- ①本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ②本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ③電源プラグは、アース付きのコンセントに接続すること。
- ④本品を初めて使用する場合は、事前によく練習してから使用すること。
- ⑤充電時には、ハンドピースからヒートブラガーを外しておくこと。
- ⑥本品を使用しない時は、バッテリーの放電防止のため、メインスイッチを **Store** の位置にすること。
- ⑦**Cont.** モードで使用する場合は、ヒートブラガーが誤って加熱されないように、メインスイッチが **Store** の位置にあることを確認してから操作すること。誤ってコンタクトスイッチに接触するとヒートブラガーが加熱され、接触すると火傷や物的損害が発生する恐れがある。
- ⑧使用毎にヒートブラガー、ハンドブラガーは洗浄、滅菌を行うこと。
- ⑨ヒートブラガー、ハンドブラガーをオートクレーブで滅菌する場合は、滅菌バッグに入れて行なうこと。
- ⑩オートクレーブで滅菌する場合は、乾燥工程を行わないこと。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

(保管方法)

本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

(耐用期限)

正規の保守点検を行った場合に限り、製造の日より 10 年間とする。

(耐用期限は自己認証[当社データ]による。)

取扱説明書等を必ずご参照ください。

【保守・点検に係る事項】*

使用者が行う日常の手入れ

- ① 本体、ハンドピースコードは、アルコール分を含む一般的な洗浄剤で湿らせた布で清掃する。

※内部に浸透して誤作動の原因となる可能性があるので、ハンドピースを薬液に浸けて消毒しないこと。

- ② ヒートブラガは中性洗浄剤で洗浄し、オートクレーブ滅菌する。

※ヒートブラガは使用により劣化するので、適時交換すること。

滅菌は滅菌バッグに入れて行なう（乾燥工程を除く）。

滅菌時間 121℃ 30 分

135℃ 25 分

- ③動作確認

充電ランプ(Charge)が点灯すること

各モードでヒートブラガーが加熱されること

業者が行う保守

本品には、業者に定期的に依頼をしなければならない保守は無いが、バッテリーの能力が低下した時は、業者に交換を依頼すること。

【包装】

システム B

本体、ヒートブラガー（F、FM）各 1、ヒートブラガースタンド 1、ハンドブラガー（I、II）各 1、

単品：

ヒートブラガー F、FM、M、ML

ハンドブラガー I、II

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**

住 所：〒110-8507

東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：カーコーポレーション社 **

Kerr Corporation（国名：アメリカ合衆国）

取扱説明書等を必ずご参照ください。