

歯科材料 01 歯科用金属
管理医療機器 歯科非鋳造用チタン合金 70795000

ノーベルブロック チタニウム

N09C (H90)

*【形状・構造及び原理等】

本品は、金属色の固形で無臭である。

形状：板形、円柱形、アダプタ形
（付属品：スクリュー）

原理：本品は、1 ユニットの単歯、又は 2 ～ 9 ユニットで一体となっているブリッジ歯を製造するための基材及びその部分であり、切削することにより単歯又はブリッジ歯が製造され、咬合や咀嚼能力の回復を目的として、欠損した歯の補綴修復治療に使用される。

【原材料】

純チタン（板形、円柱形、アダプタ形）
チタン合金（アダプタ形、付属品）

【使用目的又は効果】

純チタン及びチタン合金を成分とする非鋳造用合金であり、主として歯科用修復物、補綴物及び器材の作製に用いる。

【使用方法等】

1. 通法に従い、技工作業用の模型を作製する。
2. 本品を模型に合わせて切削する。
3. 切削器具を用いて必要に応じて高さや厚み、マージンなどを調節する。

【使用上の注意】

<重要な基本的注意>

- 本品を切削した際に出る粉塵を吸引すると、喘息、肺気腫、気管支炎などの慢性の呼吸障害を悪化させる恐れがあるため、取扱いには注意すること。万一このような症状が悪化した場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を行うこと。
- 本品を使用する際は、手袋や保護眼鏡、防護服の着用などの防護措置をとり、皮膚接触を避けること。
- 本品を切削する際には、粉塵を吸い込んだり、粉塵が目に入ったりしないように注意すること。
本品を切削した際に出る粉塵を吸い込んだ場合には、場所を移動し、新鮮な空気を吸うこと。
万一、目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
本品を切削した際に出る粉塵が皮膚に付着した場合には、直ちに大量の流水で洗い流し、石鹸等で洗浄すること。
- 本品の使用により発疹、皮膚炎等の過敏症状が現れた場合は使用を中止し、医師の診察を受けること。

*【保管方法及び有効期間等】

1. 密閉可能な容器で保管すること。
2. 直射日光を避けて保管すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：エンピスタジャパン株式会社
電話番号：0120-147-118

製造元：Nobel Biocare ProCera, LLC
国名：米国

取扱説明書を必ずご参照下さい。