

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
管理医療機器 天然ゴム製手術用手袋 40548000

マイクロ・シン パウダーフリー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

〈適用対象（患者）〉

天然ゴムラテックスによるアナフィラキシーの経験がある医療従事者及び患者。

**【形状・構造及び原理等】

左手用及び右手用を一組にしたものである。

項目		内容
分類	形状	S（直指形）
	表面仕上げ	T（粗面）
原材料	基材	天然ゴムラテックス
	内面コーティング剤	ポリウレタン
	潤滑剤	ジメチルポリシロキサン※
パウダ		なし
加硫促進剤		あり

**※ 製品規格に応じて、本体外面に潤滑剤を使用する製品としない製品がある。

【使用目的又は効果】

医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護する。

【使用方法等】

- **1. 包装を開封し、台紙ごと手袋を取り出します。
2. 台紙の折り返し部分をつまんで開き、手袋を取り出して装着します。

*【使用上の注意】

〈使用注意（次の患者には慎重に適用すること）〉

二分脊椎症患者等の天然ゴムと接触する機会の多い方は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。

〈重要な基本的注意〉

- **1. 本品は天然ゴムを使用している。天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショック等のアレルギー性症状を起こすことがある。アレルギー性症状には、I 型（即時型：天然ゴムラテックスに含まれる水溶性たん白質による）と、IV 型（遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）が知られている。このような症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し適切な処置を行うこと。また、その後の使用に際しては慎重を期すこと。
2. 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりするおそれがあるので確認の上、使用すること。

〈不具合・有害事象〉

1. 重大な有害事象
アナフィラキシー
- **2. その他の不具合
浸透、膨潤

3. その他の有害事象

かゆみ、発赤、蕁麻疹、浮腫、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下

【保管方法及び有効期間等】

〈有効期間〉

3 年〔自己認証(当社データ)による〕
包装の使用期限欄を参照すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社ジェイ・エム・エス

問い合わせ先
TEL 0120-923-107

製造業者
アンセル・エヌピー社（Ansell N.P. Sdn. Bhd.）
国名：マレーシア