

コー・コンフォート

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状及び成分：

構成品	性 状	成 分
粉末	白色の粉末	ポリエチルメタクリレート、色素 他
液	無色透明液体	安息香酸ベンジル、綿実油、アルコール類、香料 他
ルーブリカント（分離剤）	無色透明液体	鉱油、香料

2. 原理

粉末と液を混合及び練和することにより、ポリマー成分に可塑剤が浸透、膨潤してゲル化する。

【使用目的・効能又は効果】

義歯床の粘膜面に短期間装着する。

【品目仕様等】

規格：JIS T 6519 義歯床用短期弾性裏装材

ちょう（稠）度： 25～75mm

針入深さ： 混和 2 時間後；≤1.8mm
混和 7 日後；≥0.18mm

針入深さ比： ≤5.0

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

①前準備：

本品で粘膜調整を行なう前に口腔状態を診査し、損傷のある部位を正常な状態にしておく。また、義歯の適合状態が良好でない場合、処置を開始する前にリベースならびに矯正しておく。

②義歯床の調整：

圧迫を防ぐために、ハンドピース等を使用して義歯床のアンダーカット部を除去する。その後義歯床を洗浄し、十分に乾燥させる。また、保護のために頬側及び口唇側の辺縁に分離剤（コー・ルーブリカント）を塗布する。

③練和：

標準混合比は、粉末 6g に対し液 5mL である。赤色の計量カップ 1 杯の本品粉末（6g）を、ディスポーザブルのミキシングカップに量り取った 5mL の本品液にゆっくり加え、30 秒間練和する。練和後約 1 分で適度な稠度になる。

〔注意〕液を少なくすると練和物は硬くなり、硬化時間が短くなる。また、液を多めにするると練和物は軟らかくなり、硬化時間は長くなる。使用の状況に応じて調整すること。

④義歯床の裏装：

辺縁を含めた粘膜面に練和物を均一に広げる。義歯床を口腔内に装着し、患者に軽く咬合させ、筋形成を行なう。

4～5 分後、義歯床を口腔外へ取り出して冷水で洗浄し、辺縁の過剰部分を取り除く。

義歯床粘膜面の過圧部位を調べる。過圧部位をハンドピースで調整し、洗浄及び乾燥を行なった後、少量の本品を練和し調整部位に塗布する。

患者に口腔内を冷水で漱がせ、義歯床を口腔内に戻し、ゆっくり咬合させる。

⑤再調整：

初期処置及びその後の各処置後 2～4 日後に診査し、必要に応じて過剰部分及び過圧部位の再調整ならびに本品での裏装を行なう。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①液は可燃性なので、火気の近くで使用しないこと。また、火気の近くや高温となる場所（直射日光が当たるところ等）に放置しないこと。
- ②本品を使用する際には、適切な換気（1 時間あたり数回の換気）を行うこと。
- ③本品の硬化物を切削、研磨する際には、局所集塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないようにすること。
- ④感染防止のため、計量カップ及びスパチュラは清浄なものを使用すること。
- ⑤本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ⑥本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ⑦他の製品と混用しないこと。
- ⑧開封後はできるだけ速やかに使用すること。

2. 重要な基本的注意

- ①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- ②本品又は本品に含まれる成分に対してアレルギー既往歴のある患者には使用しないこと。
- ③本品又は本品に含まれる成分に対し発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。

- ④本品又は練和物が適用部位以外の粘膜組織に付着しないように注意すること。万一付着した場合には、直ちにアルコール綿等で拭いた後、多量の流水で洗浄すること。
- ⑤本品又は練和物が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（貯蔵・保管方法）

- ①液は火気、熱源、高温及び直射日光を避けて保管すること。＊
- ②本品は、25℃以下の常温で乾燥した暗所に保管すること。
- ③本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（使用期限）

本品の使用有効期間は製造日から3年。

容器に記載されている使用期限までに使用すること。

（使用期限は自己認証〔当社データ〕による。）

【包装】

コー・コンフォート セット：

粉末 170g×1本、液 177mL×1本、付属品（パ[®]イアル、計量カップ[®]、混和カップ[®]、スハ[®]チュラ）

コー・コンフォート 粉末単品： 170g 入り

コー・コンフォート 液単品： 177mL 入り

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**

住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：ジーシーアメリカ社

GC America Inc. （国名：アメリカ合衆国）