

ノージノールテンポラリーセメント

【禁忌・禁止】

本品の使用により感作又はアレルギー反応が起きる可能性があるため、本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状：ベース材及び促進材ともにチューブ入り。

2. 成分又は原材料 *：

構成品	性状・形状	成分・原材料
ノージノール テンポラリー セメント	促進材： 白色ペースト状	酸化亜鉛、植物油
	ベース材： 褐色ペースト状	ロジン、ラウリン酸、 他

3. 原理：促進材とベース材を混和及び練和することによりキレート反応が開始され、硬化する。

【使用目的、効能又は効果】

仮着に用いる。

【品目仕様等】

該当規格：JIS T 6610（歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント及び酸化亜鉛非ユージノールセメント）

硬化時間 ; 4～10 分

圧縮強さ ; ≤ 35 MPa

被膜厚さ ; $\leq 25 \mu\text{m}$

【操作方法又は使用方法等】

1. 使用方法

- ①ミキシングパッド上に促進材及びベース材を等長分（重量比は 1：1）注出する。
- ②促進材とベース材をスパチュラを用いて均一になるまで約 30 秒間練和する。練和したペーストはパット上で最低 3 分間は柔らかい状態を保つ。
- ③修復物の内側の表面を乾燥させた後、本品を薄く均一な層に広げる。
- ④調整された適用部位の上に、修復物をしっかりと固定する。
- ⑤3～5 分で本品が硬化した後、余剰セメントを取り除く。

2. 使用方法に関連する使用上の注意

- ①本品の口腔内での 30 日以上の使用はしない。
- ②より早い硬化を望む場合は、促進材を多めに使用すること。
- ③本品は室温で保存すること。ペーストが硬くなった場合は、使用前にチューブを 3～6 分間温水に浸ける。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②本品は、歯科医療有資格者のみ使用すること。
- ③開封後はできるだけ速やかに使用すること。
- ④他の製品と混用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- ①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けさせること。
- ②本品又は本品に含まれる成分に対してアレルギー既往歴のある患者には本品を使用しないこと。
- ③本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、手袋などをして直接本品に触れないようにすること。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
- ④本品又は練和物が口腔粘膜や皮膚に付着しないように注意すること。万一付着した場合には、直ちにアルコール綿等で拭いた後、多量の流水で洗浄すること。
- ⑤本品又は練和物が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに多量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けさせること。

【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

（保管方法）

- ・本品は、室温で乾燥した暗所に保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（使用期限）

本品の使用有効期間は製造日から 18 ヶ月。

容器に記載されている使用期限までに使用すること。

（使用期限は自己認証〔当社データ〕による。）

【包装】

ノージノールテンポラリーセメント：

ベース材	30g×2 個
促進材	65g×1 個

ベース材単品 : 30g×1 個

促進材単品 : 65g×1 個

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先
器材営業本部
電 話 番 号：03-3845-2931
F A X 番 号：03-3841-8204

製 造 元：ジーシーアメリカ
GC America, Inc. (国名：アメリカ合衆国)