

医療用品 3 手術用手袋及び指サック
管理医療機器 天然ゴム製手術用手袋 JMDN コード 40548000

アンセル デンタフィット手術用手袋

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・本品は天然ゴムを素材にした製品である。天然ゴムはまれにアレルギー症状を起こすことがあるので、天然ゴムによるアレルギー症状の既往歴のある患者を治療する際、もしくは当該既往歴のある医療従事者は使用しないこと。
- ・本品の再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

1. 性状、形状及び成分

形 状：直指形（S）
表面仕上げ：粗面（T）、パウダーなし
主原材料：天然ゴムラテックス

（外観及び寸法）

サイズ	掌部の幅 mm	全長 mm
5.5	72±4	250 以上
6	77±5	260 以上
6.5	83±5	260 以上
7	89±5	270 以上
7.5	95±5	270 以上
8	102±6	270 以上



2. 原理

天然ゴム製の手袋により、患者及び使用者を交差感染から守る。

【使用目的、効能又は効果】

医科及び歯科の手術において、患者及び使用者を交差感染から保護する。

【品目仕様等】

JIS T 9107:2005 に適合

試験項目	促進老化前	老化後
切断時引張力	12.5 N 以上	9.5 N 以上
切断時伸び	700% 以上	550% 以上
300%伸び時引張力	2.0 N 以下	—

【操作方法又は使用方法等】

手指を洗浄し、手指で手袋の表面をさわらないように装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ①本品は、記載の使用目的のみに使用すること。
- ②シリコン系印象材の中には、ラテックス手袋により硬化が妨げられるものがあるので、使用前に正常に硬化することを確認すること。

- ③薬品（モノマー、溶剤、油脂等）によって膨張したり、薬品が浸透したりする場合があるので、使用に際して注意すること。
- ④ピンホールのある手袋は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

- ①包装が破損、汚染している場合、又は製品に破損、汚染、ピンホール等の異常が認められた場合は使用しないこと。
- ②包装を開封後、すぐに使用すること。
- ③本品は、天然ゴムを素材にした製品である。天然ゴムはまれにかゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー症状を起こすことがある。このような症状の既往歴のある患者を治療する際、もしくは当該既往歴のある医療従事者は使用しないこと。また、このような症状を起こした場合は直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- ④天然ゴムと接触する機会の多い人は、天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に際して注意すること。
- ⑤廃棄に関する注意：使用後は感染防止に配慮し、安全な方法で処分すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

（貯蔵・保管方法）

- ①水ぬれに注意し、高温、多湿な場所及び直射日光、蛍光灯等の紫外線を避けて保管すること。
- ②本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

（使用期限）

外箱に記載されている使用期限までに使用すること。
（記載の有効期限は自己認証[当社データ]による。）

【包装】 25 双／1 箱（左右各 25 枚）入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：  株式会社 **ヨシダ**
住 所：〒110-8507
東京都台東区上野 7-6-9

お問い合わせ先

器材営業本部

電 話 番 号：03-3845-2931

F A X 番号：03-3841-8204

製 造 元：アンセル社

Ansell N.P.Sdn. Bhd. (マレーシア国)