

歯科材料 06 歯科用印象材料
管理医療機器 歯科用光学印象採得補助材料（70888000）

セレック オプティスプレー

スプレーノズル、固定チューブは再使用禁止

【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. スプレーノズル、固定チューブは再使用しないこと。

9. 光学印象採取を行ったら、歯面をエア/水で洗浄する。
10. 使用毎に、ノズルを取り外す。固定チューブを使用した場合は固定チューブも取り外す。

【形状・構造及び原理等】

1. 構成

本品は、チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニットの光学印象採得時に、乱反射等を防止するために用いる材料である。

構成は下記のとおりである。

・セレック オプティスプレー

付属品

- ・スプレーノズル
- ・固定チューブ

2. 形状

スプレー缶 容量 50ml

**3. 動作原理

光学印象採得時に、乱反射等を防止するために用いるための光反射抑制材である。

**4. 主成分

硫化亜鉛，二酸化ケイ素，n-ペンタン，エタノール，トランス-1,3,3,3-テトラフルオロプロピ-1-エン

【使用目的又は効果】

本品は、光学印象を採得するときに乱反射等の防止に用いる。

【使用方法等】

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

- ① スプレーノズル、固定チューブは患者ごとに交換すること。
- ② 使用前に本品を振ること。

操作方法：

1. 塗布する歯面が清潔で乾燥していることを確認する。
2. スプレー缶にスプレーノズルを装着する。
使用毎に、わずかにノズルを引いて、ノズルがしっかりと装着されているかどうかを確認する。
3. 塗布部位に向けて、必要に応じてノズルを回転させる。
4. 塗布部位にスプレーが均一に噴霧されるように注意深く確認する。
5. スプレーノズルは塗布部位から10～15mm程度の距離をおいて噴霧する。
6. 歯の側面に噴霧する場合は、必要に応じて固定チューブを使用する。固定チューブはスプレーノズルに示された2か所の青い印に合わせて装着する。
7. 固定チューブを唇の脇に押し当てて、塗布部位へ噴霧する。
8. 通常の手順にて、歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット（歯科用 CAD/CAM 装置）を用いて光学印象採取を行う。

** [使用方法等に関連する使用上の注意]

1. 窩洞が象牙質に達し歯髄に近接している場合は、適切な歯髄保護処置をした上で本品を使用すること。

【使用上の注意】

1. 使用注意（次の患者には慎重に適用すること）

- 患部が広範囲でひどい出血の傷口には使用しないこと。[炎症をおこす恐れがある。]
- 原材料に対してアレルギーがある場合は使用しないこと。[アレルギー反応が生じることがある。]

2. 重要な基本的注意

- 本品の使用により、患者が発疹などの過敏症を起こした場合は、すぐに使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 本品は、目に入らないように注意すること。又、万一、目に入った場合は、すぐに医師の診断を受けさせること。
- 本品に対する過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。本品の使用により、術者が過敏症を起こした場合は、すぐに使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 他の製品と混用しないこと
- 本品を吸引しないように注意すること。
- 本品は可燃性のため、火のそばで用いないこと。
- 本品はエアゾール品であるため、50℃以上の高温にならない場所に保管すること。破裂する危険性があります。

3. その他の注意

- 本品は使い切ってから廃棄すること

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管条件

- 直射日光の当たらない場所に保管すること。
- 50℃以上の高温にならない場所に保管すること。
- 缶に穴が開かないように保管すること。
- 火気厳禁の場所に保管すること。
- 小児の手の届かない場所に保管すること。
- 上下（天地）を守り、横にせず立てて保管すること。

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任外国製造医療機器等製造販売業者：

デンツプライシロナ株式会社

電話番号：03-5114-1032

製造業者：

シロナデンタルシステムズ株式会社

Sirona Dental Systems GmbH

（ドイツ連邦共和国）