

**2018 年 01 月改訂（第 5 版）

*2017 年 10 月改訂（第 4 版、新記載要領に基づく改訂）

医療機器認証番号：221AFBZX00107000

歯科材料（05）歯科用接着充填材料
管理医療機器 歯科用エッチング材 JMDN コード：36153000

再使用禁止（ディスポーザブルチップ）

ファインエッチ

【禁忌・禁止】

1. 本品に含まれる成分に対して過敏症既往歴のある患者には使用しないこと。
2. 本品に定められた使用方法に従って使用できない場合には、使用しないこと。
3. ディスポーザブルチップは再使用禁止。

*【形状、構造及び原理等】

1. 形状・構造

本品はゲル状で、シリンジ容器に充填されており、使用時にキャップを外して、付属品のディスポーザブルチップを装着する。磷酸の含有量の違いにより複数の種類（下表のとおり）がある。



呼 称	リン酸含有量
ファインエッチ 10	10 w/w %
ファインエッチ 37	37 w/w %

2. 原理

磷酸による脱灰反応によって修復面に微小な凹凸を形成する。

3. 原材料

リン酸、キサンタンガム、グリセリン、精製水、着色材

4. 包装

ファインエッチ 37

- ・シリンジ（1.2mL）×4 本、ディスポーザブルチップ 8 個 / 包
- ・シリンジ（5mL）×3 本、ディスポーザブルチップ 8 個 / 包

ファインエッチ 10

- ・シリンジ（1.2mL）×4 本、ディスポーザブルチップ 8 個 / 包

【使用目的又は効果】

コンポジットレジンや接着材の維持のためにエナメル質及び象牙質をエッチング処理する。臨床状況に応じて適切な磷酸含有量の製品を用いる。

【使用方法等】

1) 分離と乾燥

- － 修復する窩洞内を清掃し、乾燥する。
- － 窩洞内に唾液や血液が入らないようにする。
- － ラバーダムの使用を推奨する。

2) 窩洞形成を行う場合は、最小限とする。

3) 本材を窩洞壁に塗布して、10～30 秒間放置する。

4) エッチング面を 15 秒間水洗し、乾燥させる。

5) 通法に従って、歯科充填用コンポジットレジンや歯科用ボンディング材を用いて修復を行う。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 1) 記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 2) 本品が皮膚や目に接触しないように注意すること。
- 3) 本品が皮膚または目に接触した場合は、多量の水で洗浄し必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- 4) 使用期限の過ぎた製品を使用しないこと。
- 5) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

2. 重要な基本的注意

本品の使用により発疹などの過敏症が発生した場合には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 本品は、高温や強い光を避けて乾燥した冷暗所（5～24℃）に保管すること。
- 2) 使用後は直ちにキャップを締めること。

【使用期限】

包装に記載の使用期限（製造日から 3 年）までに使用すること。（使用期限は自己認証[製造所データ]による。）

例：  20YY.MM は、使用期限が 20YY 年 MM 月を示す。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル

住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1

電話番号：076-278-8800

製造業者：SPIDENT CO., LTD.（スピデント社）

製造国：大韓民国