

歯科材料02 歯冠材料
管理医療機器 歯科用暫間被覆冠成形品 34976000

ポリ クラウン

【禁忌・禁止】

本品又はポリカーボネートに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は次の原材料で構成される。
成分：ポリカーボネート、着色材
形状：裏面表を参照

*【使用目的又は効果】

支台形成歯の保護のために用いる暫間被覆冠

*【使用方法等】

支台歯形成後、適当な大きさのものを選択し、歯頸部の適合調整を行います。次に歯冠内部に歯科用即時重合レジンを充填し（必要に応じて支台歯に分離材を塗布してください）、支台歯と密着させ間隙を補填させます。その後、咬合調整を行い支台歯へ仮着材で固定してください。

- 1）形態を修正する場合は金冠鈹・バー・ポイント等を用いて切削した後研磨する。
- 2）暫間被覆に使用する場合は、支台歯との間隙を歯科用即時重合レジン等で補填する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1）本品は、耐溶剤性に優れた材質です。アクリルレジン、コンボジットレジン、印象材料などとの接合には、機械的維持を付与すること。

*【使用上の注意】

1）使用注意

- ①本品の主成分であるポリカーボネートは「内分泌攪乱作用を有すると疑われる化学物質」のリスト（環境庁）に記載されています。なお、厚生労働省の内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会の報告によると、ポリカーボネートから溶出するレベルのビスフェノールAが人の健康に重大な影響を与えるという化学的知見は得られていません。

2）重要な基本的注意

- ①本品の使用により発疹などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ②本品を研削する際には必ず保護メガネ等を着用し、目に入らないように注意すること。
- ③本品の研磨粉が万一目に入った場合には、すぐに多量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けること。
- ④本品は、小さな製品なので、特に誤飲には注意すること。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は、高温、多湿、直射日光を避けて、温度変化の少ない室温で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【主要文献及び文献請求先】

〔主要文献〕

内分泌かく乱物質の健康影響に関する検討会：内分泌かく乱物質問題の現状と今後の取組－内分泌かく乱物質の健康影響に関する検討会中間報告書（厚生省生活衛生局食品化学課）平成10年12月

〔文献請求先〕

株式会社ニッシン 営業部
電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前10：00～午後5：00

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：株式会社ニッシン
住所：〒621-0001
京都府亀岡市旭町樋ノ口88
電話番号：0120-571939（フリーダイヤル）
電話受付時間 月～金（祝日を除く）
午前10：00～午後5：00
発売元：株式会社モリタ

製品No.	記 号	部 位	巾径 (mm)	長径 (mm)
1	<u>1</u> S	上顎右側中切歯	7.1	9.8
2	<u>1</u> M	上顎右側中切歯	7.8	10.4
3	<u>1</u> L	上顎右側中切歯	8.5	11.4
4	<u>1</u> XL	上顎右側中切歯	9.1	12.1
43	<u>1</u> 2XL	上顎右側中切歯	9.4	12.6
5	<u>2</u> S	上顎右側側切歯	5.3	8
6	<u>2</u> M	上顎右側側切歯	5.9	8.7
7	<u>2</u> L	上顎右側側切歯	6.2	9.1
8	<u>2</u> XL	上顎右側側切歯	6.7	9.9
44	<u>2</u> 2XL	上顎右側側切歯	7	10.4
9	<u>3</u> S	上顎右側犬歯	7	9.8
10	<u>3</u> M	上顎右側犬歯	7.4	10.5
11	<u>3</u> L	上顎右側犬歯	8	11.5
12	<u>3</u> XL	上顎右側犬歯	8.8	12.7
45	<u>3</u> 2XL	上顎右側犬歯	9.2	13.3
46	<u>3</u> 3XL	上顎右側犬歯	9.7	13.9
13	<u>1</u> S	上顎左側中切歯	7.1	9.8
14	<u>1</u> M	上顎左側中切歯	7.8	10.4
15	<u>1</u> L	上顎左側中切歯	8.5	11.4
16	<u>1</u> XL	上顎左側中切歯	9.1	12.1
47	<u>1</u> 2XL	上顎左側中切歯	9.4	12.6
17	<u>2</u> S	上顎左側側切歯	5.3	8
18	<u>2</u> M	上顎左側側切歯	5.9	8.7
19	<u>2</u> L	上顎左側側切歯	6.2	9.1
20	<u>2</u> XL	上顎左側側切歯	6.7	9.9
48	<u>2</u> 2XL	上顎左側側切歯	7	10.4
21	<u>3</u> S	上顎左側犬歯	7	9.8
22	<u>3</u> M	上顎左側犬歯	7.4	10.5
23	<u>3</u> L	上顎左側犬歯	8	11.5
24	<u>3</u> XL	上顎左側犬歯	8.8	12.7
49	<u>3</u> 2XL	上顎左側犬歯	9.2	13.3
50	<u>3</u> 3XL	上顎左側犬歯	9.7	13.9
25	<u>54</u> <u>45</u> S	上顎左右共通小白歯	6.4	8.8

製品No.	記 号	部 位	巾径 (mm)	長径 (mm)
26	<u>54</u> <u>45</u> M	上顎左右共通小白歯	6.9	9.3
27	<u>54</u> <u>45</u> L	上顎左右共通小白歯	7.4	10.2
28	<u>54</u> <u>45</u> XL	上顎左右共通小白歯	7.8	10.9
51	<u>21</u> <u>12</u> XL	下顎左右中側切歯	6.4	11.2
29	<u>21</u> <u>12</u> L	下顎左右中側切歯	5.6	10.5
52	<u>21</u> <u>12</u> XM	下顎左右中側切歯	5.5	10.2
30	<u>21</u> <u>12</u> M	下顎左右中側切歯	5.1	9.3
31	<u>21</u> <u>12</u> S	下顎左右中側切歯	4.6	8.6
32	<u>3</u> <u>3</u> S	下顎左右犬歯	5.2	10
33	<u>3</u> <u>3</u> M	下顎左右犬歯	5.6	10.8
34	<u>3</u> <u>3</u> L	下顎左右犬歯	6.1	11
53	<u>3</u> <u>3</u> XL	下顎左右犬歯	6.7	11.8
54	<u>3</u> <u>3</u> 2XL	下顎左右犬歯	7	12.1
35	<u>4</u> <u>4</u> S	下顎左右第1小白歯	6.9	7.9
36	<u>4</u> <u>4</u> M	下顎左右第1小白歯	7.8	8.6
37	<u>4</u> <u>4</u> L	下顎左右第1小白歯	8.6	9.7
38	<u>4</u> <u>4</u> XL	下顎左右第1小白歯	9.3	10.5
39	<u>5</u> <u>5</u> S	下顎左右第2小白歯	6.9	7.5
40	<u>5</u> <u>5</u> M	下顎左右第2小白歯	7.8	8.6
41	<u>5</u> <u>5</u> L	下顎左右第2小白歯	8.6	9.7
42	<u>5</u> <u>5</u> XL	下顎左右第2小白歯	9.3	10

* 表中のサイズは、目安としてご参考ください。

