

**2018 年 1 月改訂（第 4 版）

*2017 年 8 月改訂（第 3 版）

医療機器認証番号：221AFBZX00139000

歯科材料（04） 歯科用根管充填材料
管理医療機器 歯科用根管充填ガッタパーチャポイント JMDN コード：31872000

再使用禁止

S P ガッタパーチャポイント

【禁忌・禁止】

- ・天然ゴムに対する過敏症のある患者には使用しないこと。
- ・再使用禁止

*【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

ISO6877 規格適合

(1) メインポイント

全長：28mm

テーパー サイズ	標準ポイント	大テーパーポイント		カラーコード
	0.02	0.04	0.06	
直径の呼び／ テーパーの呼び	015	01504	01506	白
	020	02004	02006	黄
	025	02504	02506	赤
	030	03004	03006	青
	035	03504	03506	緑
	040	04004	04006	黒
	045	04504	04506	白
	050			黄
	055			赤
	060			青
	070			緑
	080			黒

(2) アクセサリーポイント

レギュラータイプ

全長：28mm

種類：FF、MF、F、FM、M、ML、L、XL

日本タイプ

種類	全長 (mm)
J/FS	17
J/FM	21
J/FL	25
J/S	15
J/M	21
J/L	26

2. 原理

ガッタパーチャが加熱により軟化し、根管内で冷えて硬化し、根管を封鎖する。

3. 原材料

ガッタパーチャ、酸化亜鉛 等

4. 包装

(1) メインポイント

- ・標準ポイント：120 本 / 包
- ・大テーパーポイント：60 本 / 包

(2) アクセサリーポイント

- ・レギュラータイプ：100 本 / 包
- ・日本タイプ：120 本 / 包

【使用目的又は効果】

歯の根管の充填に用いること。

【使用方法等】

〔使用方法〕

1. 根管形成後、通法により根管内の洗浄を行い、乾燥させる。
2. 根管の根尖部と同じサイズのメインポイントを選択する。
3. ポイントに根管充填シーラを塗布し、根管先端まで挿入する。
4. 本品の周囲の空隙にアクセサリポイントを挿入し、スプレッターで形成する。
5. 加熱したインスツルメントを用いて、本品を根管口部で切断し、加熱したプラガーで垂直方向に加圧して、根管を完全に封鎖する。

〔使用方法等に関連する使用上の注意〕

- 1) 本品を使用する前に必ず消毒用アルコールで消毒すること。
- 2) 本品を再使用しないこと。
- 3) 記載の使用目的以外には使用しないこと。
- 4) 使用期限の過ぎた製品は使用しないこと。
- 5) 歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- 6) オートクレーブや乾熱滅菌は行わないこと。

【使用上の注意】

〔重要な基本的注意〕

この製品は天然ゴムを使用しています。天然ゴムは、かゆみ発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがあります。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

*【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

高温多湿を避け、直射日光や粉塵のない清潔な場所に保管すること。

〔使用期限〕

包装に記載の使用期限までに使用すること。
(使用期限は自己認証[製造所データ]による。)

例： 20YY-MM は、使用期限が 20YY 年 MM 月を示す。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 歯愛メディカル
住所：石川県白山市鹿島町 1-9-1
電話番号：076-278-8800

製造業者：SPIDENT CO., LTD. (スピデント社)
製造国：大韓民国